


## BASISPLATTE / BASE PLATE







GEBRAUCHSANWEISUNG • INSTRUCTIONS FOR USE



**de** BASISPLATTE  
**en** BASE PLATE  
**fr** PLAQUA DE BASE  
**it** PIASTRE BASE  
**es** PLACA BASE  
**pt** PLACA BASE  
**nl** BASISPLAAT  
**sv** BASPLATTA  
**da** BASISPLADE  
**no** BUNNPLATE  
**fi** ALUSLEVY  
**el** ΠΛΑΚΑ ΒΑΣΗΣ  
**tr** TABAN PLAKASI












**hu** ALAPLEMEZ  
**pl** PŁYTKA BAZOWA  
**ru** БАЗОВАЯ ПЛАСТИНА  
**cs** ZÁKLADNÍ DESKA  
**sl** OSNOVNA PLOŠČA  
**sk** BAZÁLNA PLATNIČKA  
**sr** OCHOVHA PLOČICA  
**hr** TEMELJNA PLOČICA  
**bg** OCHOVHA ПЛОЧКА  
**ro** PLACĂ DE BAZĂ  
**ja** ベースプレート  
**ar** اللوحة الأساسية

# BILDER / PICTURES



# LEGENDA PICTOGRAMMEN

Indien van toepassing staan de hieronder genoemde pictogrammen op de productverpakking.

	Artikelnummer		Droog bewaren
	Batchcode		Niet voor hergebruik
	Te gebruiken tot		Medisch product
	Inhoud (aantal stuks)		CE-markering
	Raadpleeg de gebruiksaanwijzing		Fabrikant
	Beschermen tegen zonlicht		

nl

## BASISPLAAT

### 1. VOORWOORD

Deze handleiding geldt voor alle basisplaten.

De gebruiksaanwijzing dient ter informatie van arts, verplegend personeel en patiënt/gebruiker, om een correct gebruik te garanderen.

De keuze, toepassing en hantering van de producten moeten bij het eerste gebruik door een opgeleide arts of opgeleid deskundig personeel/adviseur voor medische hulpmiddelen worden uitgevoerd.

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het product voor de eerste keer gebruikt!

Bewaar de gebruiksaanwijzing op een gemakkelijk toegankelijke plaats zodat u deze in de toekomst nog eens kunt nalezen.

Bewaar de verpakking zolang u het product gebruikt.

Deze bevat belangrijke informatie over het product!

### 2. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Basisplaten zijn een product dat alleen bestemd is voor eenmalig gebruik bij één patiënt.

Bij gebruik van tracheostomaventielen moeten de betreffende gebruiksaanwijzingen opgevolgd worden.

Er mogen alleen accessoires met een adapter van **22mm** worden gebruikt, anders bestaat er een risico op aspiratie.

Tijdens het gebruik moeten compatibiliteit en een goede pasvorm zorgvuldig worden gecontroleerd.

### 3. BEOOGD DOELEIND

Basisplaten zijn een bevestigingssysteem voor het dagelijks gebruik van HME filtercassettes of tracheostomaventielen met een **22 mm** adapter.

### 4. INDICATIE

Het product is geïndiceerd voor tracheotomie- en laryngectomeerde patiënten.

## 5. CONTRA-INDICATIE

Tijdens radiotherapie moet het gebruik van de tape vanwege de kans op huidirritaties worden vermeden.

Gebruik basisplaat na de radiotherapie alleen na overleg met uw behandelend arts.

Begin op zijn vroegst **2** weken na de radiotherapie met het gebruik.

Niet gebruiken als de patiënt allergisch is voor het gebruikte materiaal.

## 6. COMPLICATIES EN BIJWERKINGEN

De ronde connectoropening kan onder bepaalde omstandigheden de bruikbare diameter van de tracheostoma verkleinen en zo tot een vermindering van de luchttoevoer leiden.

Door de speciale kleefeigenschappen van het pleister kunnen er in enkele gevallen reversibele huidirritaties optreden.

Wanneer er huidirritaties optreden (bijv. rood worden van de huid, jeuk), dient u het product direct af te doen en een arts te raadplegen.

Mogelijk is in dat geval sprake van overgevoeligheid van de huid of verdraagt u het product niet als gevolg van een allergie.

## 7. PRODUCTBESCHRIJVING

Basisplaten zijn een bevestigingssysteem voor het dagelijks gebruik van HME filtercassettes of tracheostomaventielen.

De zelfklevende tapes worden afhankelijk van de anatomische omstandigheden van de tracheostoma en van het huidtype gekozen, om tot een lange draagduur en een optimale bevestiging te komen. De filtercassette wordt in de **22mm** combi-adapter bevestigd, en kan apart van de basisplaat worden vervangen.

## 8. GEBRUIK

Controleer of verpakking en product in perfecte staat verkeren.

Bij beschadigingen moeten de product onmiddellijk en op de juiste manier worden afgevoerd.

Controleer de houdbaarheids-/uiterste gebruiksdatum.

Gebruik het product niet na deze datum.

1. Ga voor een spiegel staan en reinig de huid rond de tracheostoma met warm water en een pH-neutrale zeep of met **OPTIFAHL®** stomareinigingsdoekjes (**REF 33200**).  
Droog de huid af.  
Verwijder vóór het reinigen eventuele kleefresten van de huid met **OPTICLEAR®** (**REF 33500**).
2. Om de huid te beschermen tegen irritaties brengt u **OPTIGARD®** (**REF 33600**) aan op het te verzorgen huidgebied.
3. U moet de basisplaats vóór gebruik **3** minuten lang tussen uw handpalmen opwarmen om de kleefeigenschappen optimaal tot ontplooiing te laten komen en de platen aan te passen aan het huidgebied (zie afb. **1**).
4. Nadat u de beschermfolie aan de achterzijde (zie afb. **2**) heeft verwijderd, brengt u de onderste rand van de opening van de **LARYVOX®** tape op dezelfde hoogte met de onderste rand van uw tracheostoma (zie afb. **3**) en vervolgens bevestigt u de tape op uw huid.
5. Strijk dit gedeelte glad met uw vinger om ervoor te zorgen dat de basisplaat goed op zijn plaats zit.
6. Verwijder nu het andere gedeelte van de beschermfolie (indien aanwezig) en strijk het glad met uw vinger (zie afb. **4**).
7. Voor een optimale bevestiging en om te voorkomen dat er lucht onder de tape blijft zitten, strijkt u de tape zorgvuldig met uw vingers **5** minuten lang uit op uw huid.  
Na 20 minuten is er een optimale verbinding met de huid, begin dan ook pas met het inzetten van de filtercassette.

- Zo voorkomt u dat er onbedoeld lucht tussen de basisplaat en de huid blijft zitten.
8. Voor het verwijderen van een filtercassette fixeert u de basisplaat met **2** vingers (zie afb. 5) en verwijdert de filtercassette vervolgens voorzichtig, om ervoor te zorgen dat de tape lang kan blijven zitten.
  9. Om de basisplaat te verwijderen, pakt u voorzichtig een plaklijpje vast.  
Trek dit er voorzichtig van één kant af, indien nodig met **OPTICLEAR® (REF 33500)** (zie afb. 6).

## **LET OP!**

Gebruik geen vethoudende crèmes! Anders kan niet worden gegarandeerd dat de tape goed blijft zitten.

## **9. HYGIËNE-INSTRUCTIES**

de veiligheid en functie van het product en zijn daarom verboden!

## **10. BEWAREN**

Bewaren in een droge omgeving en beschermd tegen zonlicht en/of hitte.

## **11. GEBRUIKSDUUR**

De maximale gebruiksduur / draagduur bedraagt **24** uur.

Als er huidirritaties optreden, moet de basisplaat direct worden vervangen.

Door individuele draagcondities en huideigenschappen zijn er afwijkingen van de te verwachten draagduur mogelijk.

## **12. VERWIJDERING**

Het product mag alleen worden afgevoerd volgens de geldende nationale voorschriften.

## **13. JURIDISCHE INFORMATIE**

De fabrikant Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH is niet aansprakelijk voor storingen, letsel, infecties en/of andere complicaties of andere ongewenste gebeurtenissen die worden veroorzaakt door zelf aangebrachte productwijzigingen of ondeskundig gebruik, verzorging en/of hantering.

Met name aanvaardt Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH geen aansprakelijkheid voor schade die wordt veroorzaakt door wijzigingen van het product of door reparaties, indien deze wijzigingen of reparaties niet door de fabrikant zelf zijn uitgevoerd.

Dit geldt - voor zover wettelijk toegestaan - zowel voor hierdoor veroorzaakte schade aan de producten zelf, als voor alle hierdoor veroorzaakte gevolgschade.

Als het product langer wordt gebruikt dan de onder **11** genoemde gebruiksduur en/of bij gebruik, toepassing, verzorging (reiniging, desinfectie) of bewaren van het product in strijd met de voorschriften in deze gebruiksaanwijzing, is Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH niet aansprakelijk inclusief aansprakelijkheid wegens gebreken, voor zover wettelijk toegestaan.

Mocht zich in verband met dit product van Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH een ernstig incident voordoen, dient dit te worden gemeld aan de fabrikant en de bevoegde instantie in de lidstaat waar de gebruiker en/of de patiënt is gevestigd.

Alle producten van de firma Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH worden uitsluitend in overeenstemming met de Algemene voorwaarden ("AGB") verkocht en geleverd. Deze zijn direct bij Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH verkrijgbaar.

De fabrikant behoudt zich te allen tijde het recht voor veranderingen aan het product aan te brengen.

**LARYVOX®** is een in Duitsland en de overige lidstaten van de EU gedeponeerd handelsmerk van Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH, Keulen.