

Bard® Flip-Flo™ Catheter Valve Instructions for Use

Description: The Flip-Flo™ Catheter Valve is a device that can be added to a catheter that is placed in the urethra or in suprapubic region. The valve is placed on the end of the catheter and can be manually opened or closed to prevent urine outflow. Sólo para pacientes adultos.

Indication for Use: For use with an indwelling catheter.
Intended Use: The Flip-Flo™ Catheter Valve is intended to facilitate urine drainage and/or collection. For urological use only.
Intended Users: Qualified Healthcare Professionals, Caregiver, Patient/User.

Contraindications:
• Reduced bladder capacity • Cognitive impairment • No bladder sensation
• Inufficient manual dexterity to operate the Flip-Flo™ Catheter Valve

Warnings: This product should not be used without assessment of bladder function or an appropriate medical professional.
This is a single use device. Do not re-sterilize any portion of this device. Reuse and/or repackaging may create risk of patient or user infection. The manufacturer does not warrant the integrity of any material and design characteristics of the device, which may lead to device failure, and/or lead to injury, illness or death of the patient.

Leave Flip-Flo™ Catheter Valve in open position to allow continuous urine drainage overnight. It is recommended that the Flip-Flo™ Catheter Valve is changed every 5-7 days. Simply disconnect the valve from the catheter and discard.

After use, this product may be a potential biohazard. Handle and dispose of in accordance with accepted medical practice and applicable local, state and federal laws and regulations.

If you have any clinical concerns with the use of this device for your condition, please contact your healthcare professional.

Users and/or patients within the European Union, should report any serious incident that has occurred in relation to the device to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user/patient is established. Users and/or patients of the European Union should report any serious incident that has occurred in relation to the device to the manufacturer and the competent authority of the country in which the user and/or patient is established.

Precautions: Do not use device if package is opened or damaged.
Instructions for Use:
Warning: This product should not be used without assessment of bladder function by an appropriate medical professional.

Instructions:
• Wash hands thoroughly before and after operating Flip-Flo™ valve.
• Do not touch the catheter before or after the valve connector.
• Allow urine to flow freely as advised by your doctor or nurse.
• To open the Flip-Flo™ valve, pull lever down.
• Allow urine to drain into tray or on appropriate receptacle.
• To close the Flip-Flo™ valve, pull lever up.
• A night drainage bag may be attached to the flexible connector to allow continuous urine drainage overnight.

Warning: Leave Flip-Flo™ valve in open position.
It is recommended that the Flip-Flo™ valve is changed every 5-7 days. Simply disconnect the valve from the catheter and discard. Attach as follows following the Use Instructions.

For U.S. patents that may apply, see [BD.com/patents](#).

The BD English symbols glossary is located at [bd.com/en-us/symbols-glossary](#).

Standard Ref. No.
Explanatory Text

Manufacturer 5.1.1 Indicates the medical device manufacturer.

Authorized Representative in the European Community 5.1.2 Indicates the authorized representative in the European Community.

Date of manufacture 5.1.3 Indicates the date when the medical device is fabricated.

Use by 5.1.4 Indicates the date after which the medical device is not to be used.

Lot number 5.1.5 Indicates the manufacturer's batch code so that the batch or lot can be identified.

Catalogue number 5.1.6 Indicates the manufacturer's catalogue number so that the medical device can be identified.

Sterilized using ethylene oxide 5.2.3 Indicates a medical device that has been sterilized using Ethylene Oxide.

Do not sterilize 5.2.6 Indicates a medical device that is not to be sterilized.

Do not use if package is damaged and consult instructions for use 5.2.8 Indicates a medical device that should not be used if the package has been damaged or opened and that the user should consult the instructions for use for additional instructions for use.

Single sterile barrier system 5.2.11 Indicates a single sterile barrier system.

Single use 5.4.2 Indicates a medical device that is intended for one use, or for use on single patient during a single procedure.

Consult instructions for use or consult electronic instructions for use 5.4.3 Indicates the need for the user to consult the instructions for use.

Medical device 5.7.7 Indicates the item is a medical device.

Unique device identifier 5.7.10 Indicates a carrier that contains unique device identifier information.

Packaging unit 2794 To indicate the number of pieces in the package.

Open here 3079 To identify the location where the package can be opened and that the method of opening it.

Authorized Representative for Switzerland N/A Indicates the authorized representative for Switzerland.

Authorized Representative for the United Kingdom N/A Indicates the authorized representative for the United Kingdom.

Not Made with Natural Rubber Latex N/A To indicate the device is Not Made with Natural Rubber Latex.

BD, Bard and Flip-Flo are trademarks of Becton, Dickinson and Company or its affiliates. © 2023 BD. All rights reserved.

C. R. Bard, Inc.
8195 Industrial Boulevard
Covington, GA 30014 USA • +1.844.823.5433 [bd.com](#)

Becton Dickinson Ireland Ltd.
Donore Road, Drogheda, Co. Louth, A92 YW26
Ireland

BD Switzerland Srl
Route de Crassier 17, Business Park Terre-Bonne
Bâtiment A4, 1262 Eysins, Suisse

Becton Dickinson UK, LTD
1030 Eskdale Road, Wimshurst Triangle
Wokingham, Berkshire, England, RG41 5TS

Australization Sponsor:
Becton Dickinson Pty Ltd, TIA Bard Australia Pty Ltd
66 Waterloo Road, Macquarie Park, NSW 2113
Australia

Valve pour sonde Bard® Flip-Flo™ Notice d'utilisation

Description: La valve pour sonde Flip-Flo™ est un dispositif qui peut être ajouté à une sonde placée dans l'urètre ou dans le suprapubien. Cette valve est placée à l'extrémité de la sonde et peut être manuellement ouverte ou fermée pour éviter l'écoulement de l'urine. Sólo para pacientes adultos.

Indication d'utilisation: À utiliser avec une sonde indwelling.
Utilisation prévue: La valve pour sonde Flip-Flo™ est destinée à faciliter le drainage urinaire et/ou la collecte de l'urine. Réservez à usage urologique.

Utilisateurs visés: Professionnels de santé qualifiés, aidant, patient/utilisateur.

Contre-indications:
• Capacité de capacité de la vessie • Troubles cognitifs
• Absence de sensation au niveau de la vessie
• Déficit manuel insuffisant pour ouvrir la valve pour sonde Flip-Flo™

Avertissements: Ce produit ne doit pas être utilisé sans une évaluation de la fonction vésicale par un professionnel médical approprié.
Ce dispositif est réservé à un usage unique. Ne résteriliser aucune partie de ce dispositif. Réutiliser et/ou repackager peut créer un risque d'infection pour le patient ou l'utilisateur. Le fabricant ne garantit pas l'intégrité de tout matériau et des caractéristiques essentielles du dispositif, ce qui peut entraîner une défaillance du dispositif et/ou des blessures, une maladie, voire le décès du patient.

Laisser la valve pour sonde Flip-Flo™ en position ouverte pour permettre un drainage continu de l'urine pendant la nuit. Il est recommandé de changer la valve pour sonde Flip-Flo™ tous les 5 à 7 jours. Pour cela, il suffit de déconnecter la valve de la sonde et de la jeter.

Après usage, ce produit peut présenter un risque infectieux. Manipuler et éliminer conformément aux pratiques médicales acceptées et aux lois et réglementations locales, régionales et nationales.

En cas de préoccupations cliniques concernant l'utilisation de ce dispositif pour votre affection, veuillez contacter votre professionnel de santé.

Les utilisateurs et/ou les patients au sein de l'Union européenne doivent signaler tout incident grave survenu en lien avec le dispositif médical concerné à l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient résident. Les utilisateurs et/ou les patients en dehors de l'Union européenne doivent signaler tout incident grave survenu en lien avec le dispositif médical concerné à l'autorité compétente de leur pays d'origine ou de leur pays de résidence.

Précaution: Ne pas utiliser le dispositif si l'emballage est ouvert ou endommagé.
Mode d'emploi:
Avertissement: Ce produit ne doit pas être utilisé sans une évaluation de la fonction vésicale par un professionnel médical compétent.

Instructions:
• Se laver soigneusement les mains avant et après avoir utilisé la valve Flip-Flo™.
• Ne pas toucher le cathète avant ou après la connexion de la valve.
• Laisser l'urine s'écouler librement, tel qu'il est recommandé par votre médecin ou infirmier/aidant.
• To open the Flip-Flo™ valve, pull lever down.
• Allow urine to drain into tray or on appropriate receptacle.
• To close the Flip-Flo™ valve, pull lever up.
• A night drainage bag may be attached to the flexible connector to allow continuous urine drainage overnight.

Warning: Leave Flip-Flo™ valve in open position.
It is recommended that the Flip-Flo™ valve is changed every 5-7 days. Simply disconnect the valve from the catheter and discard. Attach as follows following the Use Instructions.

For U.S. patents that may apply, see [BD.com/patents](#).

The glossaire des symboles en anglais et BD est disponible à l'adresse [bd.com/en-us/symbols-glossary](#).

Standard Ref. No.
Explanatory Text

Manufacturer 5.1.1 Désigne le fabricant du dispositif médical.

Représentant autorisé dans l'Union européenne 5.1.2 Désigne le représentant agréé dans l'Union européenne.

Date de fabrication 5.1.3 Indique la date à laquelle le dispositif médical a été fabriqué.

Utiliser avant 5.1.4 Indique la date au-delà de laquelle le dispositif médical ne doit pas être utilisé.

Numéro de lot 5.1.5 Désigne le code de lot du fabricant du dispositif médical afin que le lot puisse être identifié.

Référence 5.1.6 Indique la référence du fabricant servant à identifier le dispositif médical.

Sterilisé à l'oxyde d'éthylène 5.2.3 Désigne un dispositif médical qui a été stérilisé à l'oxyde d'éthylène.

Ne pas restériliser 5.2.6 Désigne un dispositif médical qui ne doit pas être stérilisé.

Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé ou ouvert. Consulter le mode d'emploi pour obtenir plus d'informations. 5.2.8 Indique un dispositif médical qui ne doit pas être utilisé si l'emballage est endommagé ou ouvert. L'utilisateur doit consulter le mode d'emploi pour obtenir plus d'informations.

Système de barrière stérile simple 5.2.11 Indique un système de barrière stérile simple.

Usage unique 5.4.2 Désigne un dispositif médical prévu pour une seule utilisation, ou pour une utilisation sur un seul patient pendant une seule procédure.

Consulter le mode d'emploi ou le mode d'emploi électronique 5.4.3 Indique la nécessité pour l'utilisateur de consulter le mode d'emploi.

Mise en garde 5.4.4 Indique que la caution est nécessaire lorsque le dispositif est placé, ou indique que la situation en cours nécessite l'attention de l'opérateur ou une action de l'opérateur pour éviter toute conséquence néfaste.

Dispositif médical 5.7.7 Indique que le produit est un dispositif médical.

Identifiant unique du dispositif 5.7.10 Indique un support contenant des informations sur l'identifiant unique du dispositif.

Unité de conditionnement 2794 Indique le nombre d'articles dans le conditionnement.

Ouvrir ici 3079 Indique l'endroit où l'emballage peut être ouvert et indique comment l'ouvrir.

Dispositif médical 5.7.7 Indique que le produit est un dispositif médical.

Identifiant unique du dispositif 5.7.10 Indique un support contenant des informations sur l'identifiant unique du dispositif.

Unité de conditionnement 2794 Indique le nombre de pièces dans le conditionnement.

Ouvrir ici 3079 Indique l'endroit où l'emballage peut être ouvert et indique comment l'ouvrir.

Dispositif médical 5.7.7 Indique que le produit est un dispositif médical.

Identifiant unique du dispositif 5.7.10 Indique un support contenant des informations sur l'identifiant unique du dispositif.

Unité de conditionnement 2794 Indique le nombre de pièces dans le conditionnement.

Ouvrir ici 3079 Indique l'endroit où l'emballage peut être ouvert et indique comment l'ouvrir.

Bard® Flip-Flo™ Katheterventil Gebrauchsanweisung

Beschreibung: Das Flip-Flo™ Katheterventil ist eine Vorrichtung, die an einen Katheter angebracht werden kann, der in der Harnblase oder im suprapubischen Bereich platziert wird. Das Ventil wird manuell geöffnet oder geschlossen, um den Urinfluss zu verhindern. Nur für erwachsene Patienten.

Indikation: Zur Verwendung mit einem Dauerkatheter.
Vorgeschichte: Das Flip-Flo™ Katheterventil dient der Erleichterung der Urinablenkung über Nacht zu ermöglichen. Es wird empfohlen, das Flip-Flo™ Katheterventil alle 5-7 Tage zu wechseln. Das Ventil einfach vom Katheter abziehen und entsorgen.

Warnhinweise: Dieses Produkt sollte nicht verwendet werden, wenn das Blasenfunktion von einer geeigneten medizinischen Fachkraft beurteilt wurde.

Contraindikationen:
• Verminderte Kapazität der Blase • Kognitive Beeinträchtigung
• Unzureichende manuelle Geschicklichkeit um die Valve des Flip-Flo™ Katheterventils zu öffnen

Warnhinweise: Dieses Produkt sollte nicht verwendet werden, wenn das Blasenfunktion von einer geeigneten medizinischen Fachkraft beurteilt wurde.

Das Flip-Flo™ Katheterventil ist in offener Position zu lassen, um eine kontinuierliche Urinablenkung über Nacht zu ermöglichen. Es wird empfohlen, das Flip-Flo™ Katheterventil alle 5-7 Tage zu wechseln. Das Ventil einfach vom Katheter abziehen und entsorgen.

Nach der Verwendung kann dieses Produkt eine biologische Gefährdung darstellen. Entsorgen Sie den angetroffenen medizinischen Vorrichtungen und im Einklang mit dem Kommunal-, Landes- oder Bundesgesetz und verschaffen Handlungshinweise.

Bei klinischen Bedenken hinsichtlich der Verwendung dieses Produkts in Ihrem Behandlungsfeld bitte umgehend Ihre medizinische Fachkraft aufsuchen.

Anwender und/oder Patienten innerhalb der Europäischen Union müssen schwerwiegende Vorfälle, die in Verbindung mit dem Produkt aufgetreten sind, dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaates, in dem der Anwender/Endnutzer produziert, gemeldet. Anwender außerhalb der Europäischen Union müssen schwerwiegende Vorfälle, die in Verbindung mit dem Produkt aufgetreten sind, dem Hersteller und den Aufsichtsbehörden des Landes, in dem der Anwender/Endnutzer produziert, gemeldet.

Vorsichtsmaßnahmen: Das Produkt bei geöffnetem oder beschädigter Verpackung nicht verwenden.
Gebrauchsanweisung:
Warnung: Dieses Produkt sollte nicht verwendet werden, wenn das Blasenfunktion von einer geeigneten medizinischen Fachkraft beurteilt wurde.

Instructions:
• Wash hands thoroughly before and after handling the Flip-Flo™ valve.
• Do not touch the catheter before or after the valve connector.
• Allow urine to flow freely as advised by your doctor or nurse.
• To open the Flip-Flo™ valve, pull lever down.
• Allow urine to drain into tray or on appropriate receptacle.
• To close the Flip-Flo™ valve, pull lever up.
• A night drainage bag may be attached to the flexible connector to allow continuous urine drainage overnight.

Warning: Leave Flip-Flo™ valve in open position.
It is recommended that the Flip-Flo™ valve is changed every 5-7 days. Simply disconnect the valve from the catheter and discard. Attach as follows following the Use Instructions.

For U.S. patents that may apply, see [BD.com/patents](#).

The glossaire des symboles en anglais et BD est disponible à l'adresse [bd.com/en-us/symbols-glossary](#).

Standard Ref. No.
Explanatory Text

Manufacturer 5.1.1 Désigne le fabricant du dispositif médical.

Représentant autorisé dans l'Union européenne 5.1.2 Désigne le représentant agréé dans l'Union européenne.

Date de fabrication 5.1.3 Indique la date à laquelle le dispositif médical a été fabriqué.

Utiliser avant 5.1.4 Indique la date au-delà de laquelle le dispositif médical ne doit pas être utilisé.

Numéro de lot 5.1.5 Désigne le code de lot du fabricant du dispositif médical afin que le lot puisse être identifié.

Référence 5.1.6 Indique la référence du fabricant servant à identifier le dispositif médical.

Sterilisé à l'oxyde d'éthylène 5.2.3 Désigne un dispositif médical qui a été stérilisé à l'oxyde d'éthylène.

Ne pas restériliser 5.2.6 Désigne un dispositif médical qui ne doit pas être stérilisé.

Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé ou ouvert. Consulter le mode d'emploi pour obtenir plus d'informations. 5.2.8 Indique un dispositif médical qui ne doit pas être utilisé si l'emballage est endommagé ou ouvert. L'utilisateur doit consulter le mode d'emploi pour obtenir plus d'informations.

Système de barrière stérile simple 5.2.11 Indique un système de barrière stérile simple.

Usage unique 5.4.2 Désigne un dispositif médical prévu pour une seule utilisation, ou pour une utilisation sur un seul patient pendant une seule procédure.

Consulter le mode d'emploi ou le mode d'emploi électronique 5.4.3 Indique la nécessité pour l'utilisateur de consulter le mode d'emploi.

Mise en garde 5.4.4 Indique que la caution est nécessaire lorsque le dispositif est placé, ou indique que la situation en cours nécessite l'attention de l'opérateur ou une action de l'opérateur pour éviter toute conséquence néfaste.

Dispositif médical 5.7.7 Indique que le produit est un dispositif médical.

Identifiant unique du dispositif 5.7.10 Indique un support contenant des informations sur l'identifiant unique du dispositif.

Unité de conditionnement 2794 Indique le nombre de pièces dans le conditionnement.

Ouvrir ici 3079 Indique l'endroit où l'emballage peut être ouvert et indique comment l'ouvrir.

Dispositif médical 5.7.7 Indique que le produit est un dispositif médical.

Identifiant unique du dispositif 5.7.10 Indique un support contenant des informations sur l'identifiant unique du dispositif.

Unité de conditionnement 2794 Indique le nombre de pièces dans le conditionnement.

Ouvrir ici 3079 Indique l'endroit où l'emballage peut être ouvert et indique comment l'ouvrir.

Dispositif médical 5.7.7 Indique que le produit est un dispositif médical.

Identifiant unique du dispositif 5.7.10 Indique un support contenant des informations sur l'identifiant unique du dispositif.

Unité de conditionnement 2794 Indique le nombre de pièces dans le conditionnement.

Ouvrir ici 3079 Indique l'endroit où l'emballage peut être ouvert et indique comment l'ouvrir.

Valvola per catetere Bard® Flip-Flo™ Istruzioni per l'uso

Descrizione: La valvola per catetere Flip-Flo™ è un dispositivo che può essere aggiunto a un catetere posizionato nell'uretra o nella regione suprapubica. La valvola è collocata all'estremità del catetere e può essere manovrata manualmente per evitare l'uscita di urina. Solo per pazienti adulti.

Indicazioni per l'uso: Da utilizzare con un catetere permanente.
Uso previsto: La valvola per catetere Flip-Flo™ è destinata a facilitare il drenaggio e/o la raccolta di urina. Esclusivamente per uso urologico.

Utenti previsti: Operatori sanitari qualificati, caregiver, paziente/utilizzatore.

Controindicazioni:
• Ridotta capacità della vescia • Deficit cognitivo • Assenza di sensibilità vescicale
• Insufficiente destrezza manuale per azionare la valvola per catetere Flip-Flo™

Avvertenze: Questo prodotto non deve essere utilizzato senza la valutazione della funzionalità della vescia da parte di un professionista medico appropriato.

Questo è un dispositivo monouso. Non sterilizzare alcuna parte del dispositivo. Il riutilizzo e/o il ricompletamento possono esporre a rischio di infezione per il paziente e l'utente, compromettere l'integrità strutturale e/o le caratteristiche essenziali del materiale e del design del dispositivo, con conseguente possibile malfunzionamento del dispositivo o lesioni, malattia o decesso del paziente.

Lasciare la valvola per catetere Flip-Flo™ in posizione aperta per consentire il drenaggio continuo dell'urina durante la notte. Si consiglia di sostituire la valvola per catetere Flip-Flo™ ogni 5-7 giorni. È sufficiente scollegare la valvola dal catetere e gettarla.

Dopo l'uso, questo prodotto può rappresentare un potenziale rischio biologico. Manipolare e smaltire in conformità alle pratiche mediche accettate, alle leggi e ai regolamenti locali, regionali e nazionali pertinenti.

Se temo e/o dubito di natura clinica in merito all'uso del dispositivo per il proprio problema, pongami in contatto con il professionista medico.

Gli utenti e/o i pazienti dell'Unione Europea devono segnalare qualsiasi incidente grave connesso all'uso del dispositivo al produttore o all'autorità competente dello Stato membro in cui si trova l'utente o il paziente. Gli utenti fuori dall'Unione Europea devono segnalare qualsiasi incidente grave connesso all'uso del dispositivo al produttore o all'autorità regolatoria del paese in cui si trovano l'utente o il paziente.

Precauzioni: Non utilizzare il dispositivo se il confezionamento è aperto o danneggiato.
Istruzioni per l'uso:
Avvertenze: questo prodotto non deve essere utilizzato senza la valutazione della funzionalità della vescia da parte di un professionista medico adeguato.

Instructions:
• Wash hands thoroughly before and after handling the Flip-Flo™ valve.
• Do not touch the catheter before or after the valve connector.
• Allow urine to flow freely as advised by your doctor or nurse.
• To open the Flip-Flo™ valve, pull lever down.
• Allow urine to drain into tray or on appropriate receptacle.
• To close the Flip-Flo™ valve, pull lever up.
• A night drainage bag may be attached to the flexible connector to allow continuous urine drainage overnight.

Warning: Leave Flip-Flo™ valve in open position.
It is recommended that the Flip-Flo™ valve is changed every 5-7 days. Simply disconnect the valve from the catheter and discard. Attach as follows following the Use Instructions.

For U.S. patents that may apply, see [BD.com/patents](#).

The glossaire des symboles en anglais et BD est disponible à l'adresse [bd.com/en-us/symbols-glossary](#).

Standard Ref. No.
Explanatory Text

Manufacturer 5.1.1 Désigne le fabricant du dispositif médical.

Représentant autorisé dans l'Union européenne 5.1.2 Désigne le représentant agréé dans l'Union européenne.

Date de fabrication 5.1.3 Indique la date à laquelle le dispositif médical a été fabriqué.

Utiliser avant 5.1.4 Indique la date au-delà de laquelle le dispositif médical ne doit pas être utilisé.

Numéro de lot 5.1.5 Désigne le code de lot du fabricant du dispositif médical afin que le lot puisse être identifié.

Référence 5.1.6 Indique la référence du fabricant servant à identifier le dispositif médical.

Sterilisé à l'oxyde d'éthylène 5.2.3 Désigne un dispositif médical qui a été stérilisé à l'oxyde d'éthylène.

Ne pas restériliser 5.2.6 Désigne un dispositif médical qui ne doit pas être stérilisé.

Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé ou ouvert. Consulter le mode d'emploi pour obtenir plus d'informations. 5.2.8 Indique un dispositif médical qui ne doit pas être utilisé si l'emballage est endommagé ou ouvert. L'utilisateur doit consulter le mode d'emploi pour obtenir plus d'informations.

Système de barrière stérile simple 5.2.11 Indique un système de barrière stérile simple.

Usage unique 5.4.2 Désigne un dispositif médical prévu pour une seule utilisation, ou pour une utilisation sur un seul patient pendant une seule procédure.

Consulter le mode d'emploi ou le mode d'emploi électronique 5.4.3 Indique la nécessité de consulter le mode d'emploi.

Mise en garde 5.4.4 Indique que la caution est nécessaire lorsque le dispositif est placé, ou indique que la situation en cours nécessite l'attention de l'opérateur ou une action de l'opérateur pour éviter toute conséquence néfaste.

Dispositif médical 5.7.7 Indique que le produit est un dispositif médical.

Identifiant unique du dispositif 5.7.10 Indique un support contenant des informations sur l'identifiant unique du dispositif.

Unité de conditionnement 2794 Indique le nombre de pièces dans le conditionnement.

Ouvrir ici 3079 Indique l'endroit où l'emballage peut être ouvert et indique comment l'ouvrir.

Dispositif médical 5.7.7 Indique que le produit est un dispositif médical.

Identifiant unique du dispositif 5.7.10 Indique un support contenant des informations sur l'identifiant unique du dispositif.

Unité de conditionnement 2794 Indique le nombre de pièces dans le conditionnement.

Ouvrir ici 3079 Indique l'endroit où l'emballage peut être ouvert et indique comment l'ouvrir.

Dispositif médical 5.7.7 Indique que le produit est un dispositif médical.

Identifiant unique du dispositif 5.7.10 Indique un support contenant des informations sur l'identifiant unique du dispositif.

Unité de conditionnement 2794 Indique le nombre de pièces dans le conditionnement.

Ouvrir ici 3079 Indique l'endroit où l'emballage peut être ouvert et indique comment l'ouvrir.

Válvula de catéter Bard® Flip-Flo™ Instrucciones de uso

Descripción: La válvula de catéter Flip-Flo™ es un dispositivo que se puede añadir a un catéter que se coloca en el uretra o en la región suprapúbica. La válvula se coloca en el extremo del catéter y se puede abrir o cerrar manualmente para evitar el flujo de orina. Solo para pacientes adultos.

Indicaciones de uso: Para uso con un catéter permanente.
Uso previsto: La válvula de catéter Flip-Flo™ es destinada a facilitar el drenaje y/o la recolección de orina. Exclusivamente para uso urológico.

Usuarios previstos: Profesionales sanitarios cualificados, cuidadores, pacientes/usuarios.

Contraindicaciones:
• Capacidad de la

