



Itemnummer 1000005111



ABRI-BAG

Binnenkant bedpan, ABENA Abri-Bag, wit, inlegverband

- ✓ Verpakt per stuk zodat hij er gemakkelijk uit te halen is
- ✓ Hygiënisch in gebruik
- ✓ Snelle absorptie
- ✓ Odour Control



Productomschrijving

Abri-Bag beschermzak met absorberende inlegger voor gebruik in een bedpan. Past op alle standaard bedpannen. Voor een snelle en hygiënische absorptie van lichaamsvloeistoffen. Absorbeert tot maximaal 630 ml vloeistof. Zet de vloeistof om in een gel. Sluit de zak na gebruik met de treksluiting en gooi het weg bij het normale afval. Hygiënisch in gebruik en per stuk verpakt, waardoor ze met één hand uit de verpakking kunnen worden gehaald.



Specificaties

Basisnaam	Binnenkant bedpan
Merk	ABENA
Submerk	Abri-Bag
Kleur	Wit
Functies	Inlegverband
Materiaal	LDPE, SAP
Lengte/diepte	610 mm
Breedte	390 mm
Absorptie Rothwell	630 ml
Certificaten	CE, MD
CE-klasse	Class I
Richtlijnen, voorschriften en wetten	MDR (EU) 2017/745
Veiligheidsinstructies en waarschuwingen	Buiten het bereik van kinderen houden.
Houdbaarheid	5 jaar
Bewaarinstructies	Opslag: droog, kamertemperatuur en geen zonlicht.
Instructies voor productverwijdering	Afvoeren met huishoudelijk afval.
Instructies voor verwijdering van de verpakking	Kan worden gerecycled of verbrand.

Gebruiksaanwijzing/toepassing

Trek één zak uit de doos, plaats deze boven de bedpan en leg de absorberende onderlegger op zijn plek. Trek na gebruik aan het touwtje en gooi de zak weg. De zak is geschikt voor alle standaardbedpannen.

Verpakkingsgegevens

Eenheid	Bevat	Lengte	Breedte	Hoogte	EAN
cil	240 st	53.2 cm	31.9 cm	31.4 cm	5703538115745
pak	20 st	28.5 cm	14.5 cm	8.5 cm	5703538041204
st	1 st				



Producten die zijn gelabeld met MD, worden geclassificeerd als medische hulpmiddelen.



De CE-markering garandeert dat een product veilig te gebruiken is en voldoet aan alle veiligheidsmaatregelen. CE staat voor Conformité Européenne (Europese conformiteit) en komt vooral voor op elektronische apparatuur, veiligheidsuitrusting, bouwproducten en medische apparaten.



Het product absorbeert snel.



Het product bevat geen latex.

