




Itemnummer 254119



ABRI-SOFT
superdry

Onderlegger, ABENA Abri-Soft Superdry, 60x60cm, light blue

- ✓ Absorberende kern met fluff en SAP
- ✓ Zachte en gladde nonwoven laag
- ✓ Snelle vochtabsorptie
- ✓ Vloeistofbestendige onderlaag en afgedichte randen voor extra bescherming
- ✓ Verkrijgbaar in verschillende maten



Productomschrijving

Abri-Soft Superdry wegwerponderlegger ter bescherming van bijvoorbeeld matrassen en stoelen. Geschikt voor incontinentie gebruikers, maar ook voor niet steriele handelingen. De onderlegger bevat zowel fluff als SAP, die de vloeistof nog sneller insluit, en het oppervlak droog en comfortabel houdt. Het Odour Control systeem voorkomt nare geurtjes. Bovendien heeft de onderlegger afgedichte randen voor optimale bescherming tegen doorlekken en zorgt de nonwoven bovenlaag voor meer gebruikerscomfort. Het gebruik van wegwerponderleggers verlaagt het risico op besmetting. Abri-Soft Superdry biedt lichte tot matige absorptie en is verkrijgbaar in verschillende maten. Verkrijgbaar in een uitvoering met flappen en een uitvoering met tape, die handig zijn voor actieve of rusteloze gebruikers, omdat de onderlegger op het laken wordt vastgemaakt



Specificaties

Basisnaam	Onderlegger
Merk	ABENA
Submerk	Abri-Soft Superdry
Sub-kleur	Light blue
Functies	Niet steriel
Enkel of meervoudig gebruik	Eenmalig gebruik
Materiaal	Pluis, nonwoven, PE, SAP
Lengte/diepte	60 cm
Breedte	60 cm
Gewicht, netto	40 g
Tolerantie	+/- 5 cm
Absorptie Rothwell	1000 ml
Certificaten	CE, FSC Mix, Nordic Swan-milieukeurmerk
CE-klasse	Class I
Product- of testnormen	ISO 11948-1
Richtlijnen, voorschriften en wetten	93/42/EEG
Houdbaarheid	5 jaar
Bewaarinstructies	Opslag: droog, kamertemperatuur en geen zonlicht.
Instructies voor productverwijdering	Afvoeren met gewoon huishoudelijk afval. Indien besmet afvoeren als klinisch afval.
Instructies voor verwijdering van de verpakking	Kan worden gerecycled of verbrand.

Gebruiksaanwijzing/toepassing

De onderlegger moet op het bed of de stoel worden geplaatst met de blauwe kant naar beneden. Zorg ervoor dat de onderlegger voor gebruik hele-

maal vlak ligt.

Verpakkingsgegevens

Eenheid	Bevat	Lengte	Breedte	Hoogte	EAN
cil	240 st	60 cm	40 cm	38 cm	5703538923951
pak	60 st	20 cm	27 cm	36 cm	5703538923937
st	1 st				5703538923944



Het Nordic Swan Ecolabel is een officieel Scandinavisch milieulabel. Producten met het Nordic Swan Ecolabel voldoen aan strenge milieueisen met betrekking tot grondstofproductie, gebruik, documentatie en veiligheid.



FSC™ (Forest Stewardship Council) is een internationale niet-gouvernementele organisatie die zich inzet voor de promotie van verantwoord bosbeheer wereldwijd. FSC™-gecertificeerde producten zijn gemaakt van grondstoffen afkomstig uit goed beheerde bossen en van verantwoorde bronnen. De traceerbaarheid en integriteit van het label worden gehandhaafd door strenge controlemaatregelen. Door te kiezen voor FSC™-gecertificeerde producten helpt u te zorgen voor bossen en de mensen en wilde dieren die er leven. FSC™ Mix betekent dat het product bestaat uit een mengeling van FSC-gecertificeerd hout en gerecyclede materialen. Ga voor meer informatie naar www.fsc.org.



De CE-markering garandeert dat een product veilig te gebruiken is en voldoet aan alle veiligheidsmaatregelen. CE staat voor Conformité Européenne (Europese conformiteit) en komt vooral voor op elektronische apparatuur, veiligheidsuitrusting, bouwproducten en medische apparaten.



De aanduiding 'Dermatologisch getest' garandeert dat producten door een onafhankelijk extern laboratorium zijn getest op mogelijke huidirritaties.



Grondstof, polyacrylaat, die 33 keer zijn eigen gewicht absorbeert.



Grondstof die 10 keer zijn eigen gewicht absorbeert en uitstekende



Het product is uitsluitend voor eenmalig gebruik.



Speciaal kenmerk van incontinentieproducten en baby luiers dat vocht helpt te verspreiden en de huid droog houdt.

