

CUTIMED® SORBION SACHET S

SUPERABSORBEREND VERBAND VOOR WONDEN DIE VEEL TOT EXTREEM VEEL WONDVOCHT AFGEVEN



EIGENSCHAPPEN EN FUNCTIES

Cutimed Sorbion Sachet S heeft een superabsorberende gelvormende kern van mechanisch gebonden cellulose vezels en gelvormende polymeren.

De kern en de wondcontactlaag worden met een ultrasone techniek geseald. Dit wil zeggen dat er geen gebruik wordt gemaakt van lijmproducten. Onder andere hierdoor is Cutimed Sorbion Sachet S hypoallergeen.

- De gelerende kern vormt zich naar het wondbed en er wordt een vochtig wondmilieu gehandhaafd.
- Absorbeert grote hoeveelheden wondvocht verticaal en houdt dit vast, ook onder compressie.
- De wondcontactlaag van polypropyleen verwijdert op zachte wijze fibrineus en necrotisch weefsel bij iedere verbandwissel.

TOEPASSINGEN

Cutimed Sorbion Sachet S is geschikt voor wonden die veel tot extreem veel vocht afgeven:

- Chronische wonden zoals veneuze of diabetische ulcera of decubitus
- Acute wonden met secundaire wondgenezing
- Oncologische ulcera
- Postoperatieve wonden
- Open buikwonden

Naast standaard maatvoeringen zijn ook de volgende vormen beschikbaar:

Cutimed Sorbion Sachet Multi Star anatomische vorm voor aanvullende toepassingen op bijvoorbeeld hielen, voeten, sacrum, borst, oksels of ellebogen.

Cutimed Sorbion Sachet XL is speciaal bedoeld voor de behandeling van grote wonden op bijvoorbeeld benen, borstkas, buik of sacrum.

ASSORTIMENT

Omschrijving	Artikelnummer	Inhoud verzendkarton	Z-indexnummer
Cutimed Sorbion Sachet S 7,5 x 7,5 cm - per 10	73232-00	76	16187962
Cutimed Sorbion Sachet S 7,5 x 7,5 cm - per 25	73232-01	60	16187970
Cutimed Sorbion Sachet S 10 x 10 cm - per 10	73232-06	76	16187989
Cutimed Sorbion Sachet S 10 x 10 cm - per 25	73232-07	38	16187997
Cutimed Sorbion Sachet S 15 x 15 cm - per 10	73232-12	32	16188004
Cutimed Sorbion Sachet S 15 x 15 cm - per 25	73232-13	16	16188012
Cutimed Sorbion Sachet S 20 x 10 cm - per 10	73232-09	47	16188020
Cutimed Sorbion Sachet S 20 x 10 cm - per 25	73232-10	22	16188039
Cutimed Sorbion Sachet S 20 x 20 cm - per 10	73232-15	21	16188047
Cutimed Sorbion Sachet S 20 x 20 cm - per 25	73232-16	13	16188055
Cutimed Sorbion Sachet S 30 x 20 cm - per 10	73232-18	21	16188063
Cutimed Sorbion Sachet XL 45 x 25 cm - per 10	73240-00	10	16188071
Cutimed Sorbion Sachet Multi Star Ø 8 cm - per 10	73237-01	76	16188098
Cutimed Sorbion Sachet Multi Star Ø 14 cm - per 10	73237-03	32	16188101
Cutimed Sorbion Sachet S Drainage 10 x 10 cm - per 10	73241-00	76	16211723

Deze producten komen in aanmerking voor vergoeding bij CZ.

THERAPIES. HAND IN HAND.

www.bsnmedical.nl

BSN medical