

Actimove®

Feel good. Move better.



Umerus Comfort

Immobilisatie draagverband
met hoog comfort

Actimove® Umerus Comfort

Immobilisatie draagverband met hoog comfort

Actimove® Umerus Comfort is een comfortabel immobilisatie draagverband voor schouder en bovenarm. Het zorgt voor beperkte abductie, extensie, interne en externe rotatie van de humerus. Patiënten waarderen het gebruiksgemak en het ademende materiaal.

- Goede stabilisatie van de schouder, dankzij de tailleband, die voor de meeste patiënten passend te maken is.
- De duimlus zorgt voor een betere handpositie. Deze beperkt de rotatie van de onderarm, zonder de beweging van de vingers te beperken.
- De 5,5 cm brede band zorgt voor een minimale druk op de nek.


- Makkelijk aan te leggen en aan te passen aan elke patiënt, dankzij het eenvoudige systeem met vrij bewegende kunststof O-ringen.
- Patiënten met een minder mobiele arm kunnen het draagverband ook makkelijk aan- en uitdoen met één hand, dankzij de Y-vormige sluiting.
- Beschermt gips tegen vuil.

Indicaties:

- Fractuurbehandeling (bv. clavicula, scapula, humerus en tuberculum majus).
- Ondersteuning bij het dragen van een gipsverband of spalk.
- Postoperatieve ondersteuning.
- Tijdelijke immobilisatie van de arm in noodgevallen of in de ambulance.
- Lichte schouderinstabiliteit.
- (Sub)luxaties (bv. acromioclaviculair -en sternoclaviculair gewricht en schouder).
- Tendinitises (bv. tendinitis calcarea van de rotator cuff).
- Ondersteuning voor hemiplege patiënten.

- Wasbaar op 40 °C
- Röntgendoorlaatbaar
- Metaalvrij
- Single-use
- Latexvrij



	Artikelnr.	Z-indexnr.	Omschrijving	Maat	Afmeting	Inhoud detailverpakking	Inhoud verzendkarton
	72819-94	15676188	Actimove Umerus Comfort	XS	< 33 cm	1	16 x 1 (16)
	72819-39	14886812	Actimove Umerus Comfort	S	33 - 37 cm	1	16 x 1 (16)
	72819-40	14886820	Actimove Umerus Comfort	M	37 - 40 cm	1	16 x 1 (16)
	72819-41	14886839	Actimove Umerus Comfort	L	40 - 43 cm	1	16 x 1 (16)
	72819-42	14886847	Actimove Umerus Comfort	XL	> 43 cm	1	16 x 1 (16)