

Horizontaal fixatiesysteem voor drains en sondes (HTAD)

[Zoom](#)

Het horizontale fixatiesysteem van Hollister biedt een eenvoudig alternatief voor tape voor het vastzetten van opvangzakjes en slangen. Het is voorzien van een FlexWear™ huidplak, om de huid te beschermen, en een instelbaar klemmechanisme voor een eenvoudige plaatsing van de slang en een betere toegang voor het verzorgen van de sondeopening.

Kenmerken

Voor het vastzetten van opvangzakjes en slangen (5–40 Fr) parallel aan de huid van de patiënt

Het fixatiesysteem kan katheters, drains en sondes stabiliseren en vastzetten

Steriel

Niet gemaakt met natuurlijke rubberlatex

Wilt u kosteloos een product proberen?

Zoek het gewenste product in de onderstaande tabel. Klik in de kolom 'Monster aanvraag' op het winkelmandje icoon. Hierdoor wordt het product aan uw mandje toegevoegd. U kunt eventueel meerdere producten toevoegen. Ga naar de bovenkant van de pagina en klik op 'mandje' om uw geselecteerde producten te bekijken en de aanvraag voor uw proefpakket(ten) te verzenden.

Monster aanvraag**Bestelcode**

9781

Doos

Verpakt per 5 stuks

Lees voordat u een van de genoemde producten gaat gebruiken, de volledige gebruiksaanwijzing bij elk product na op het beoogd gebruik van het product, de beschrijving, contra-indicaties, waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen, bijwerkingen en gebruiksaanwijzing.



Wilt u het proberen zonder kosten?

Bekijk onderstaande productlijst en klik op het mandje om kosteloos een proefpakket aan te vragen.

Vraag om gratis proefpakket

Snelkoppelingen en bronnen

Gebruiksaanwijzingen

Fixatiesystemen

Verzorgingstips

Gebruiksaanwijzing:
Horizontaal fixatiesysteem
voor drains en sondes

Gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing

HULP NODIG?

Of u nu patiënt, verzorger of professioneel zorgverlener bent, als u vragen heeft over Hollister-producten of het gebruik daarvan, dan helpen wij u graag.

Neem contact met ons op