

COMBIMATE GESLOTEN ZAKJES

Verpakt per 30 stuks.

LARGE/X-LARGE

Lengte zakje: 20,5 cm



BESTELCODE BEIGE	BESTELCODE BEIGE ZONDER FILTER	BESTELCODE BEIGE MET KIJKVENSTER	FLENSMAAT
CLB 238			• 38 mm
CLB 245	CLB 245Z		• 45 mm
CLB 257	CLB 257Z		• 57 mm
CLB 270			• 70 mm
		CXLT 285 (15 stuks)	• 85 mm
		CXLT 2100 (15 stuks)	• 100 mm

MEDIUM-LARGE

Lengte zakje: 18 cm



BESTELCODE BEIGE	FLENSMAAT
CMLB 238	• 38 mm
CMLB 245	• 45 mm
CMLB 257	• 57 mm
CMLB 270	• 70 mm

MEDIUM

Lengte zakje: 14,5 cm



BESTELCODE BEIGE	FLENSMAAT
CMB 238	• 38 mm
CMB 245	• 45 mm
CMB 257	• 57 mm

BIJPASSENDE HULPMIDDELEN:



CIRCLEMATE Stomapleister

Voorkomt omkrullen of loslaten van de plak, het uitdrogen van de randen of het slijmerig worden van de randen bij bijvoorbeeld zwemmen.

FLENSMAAT	BESTELCODE
40 mm	CMB 1577
50 mm	CMB 1577
60 mm	CMB 1590

VARIMATE THIN strips

Voorkomt omkrullen of loslaten van de plak, het uitdrogen van de randen of het slijmerig worden van de randen. Bij overgevoeligheid voor pleisters. Geschikt voor op de geïrriteerde huid.



BESTELCODE	AFMETING	GESCHIKT VOOR
VMT CURVE	3 x 9 cm	Ronde plakken/hoekjes
VMT CURVE XL	4 x 14 cm	Rechte en ronde plakken
VMT 0311	3 x 11 cm	Rechte plakken
VMT 0511	5 x 11 cm	Rechte plakken; breder stripje
VMT 0522	5 x 22 cm	Rechte, XL-plakken

EUROTEC gordel

Verstelbaar met 2 haakjes. De gordel zorgt voor extra steun en fixatie.



BESTELCODE	
SB 25	gordeltje 2,5 cm breed
SB 52	gordeltje 5 cm breed

Gore-Tex filtermembraan

Voorkomt dat het filter nat wordt bij zwemmen of baden. Het filter blijft nog wel gewoon werken.



Bestelcode: **GT 30**

EuroTec

EuroTec BV
Schotsbossenstraat 8
4705 AG Roosendaal

T 0165-551226
F 0165-541656

info@eurotec.nl
www.eurotec.nl

Combimate

2-DELIG GESLOTEN OPVANGSYSTEEM
VLAK



WILT U GRATIS EEN PROEFPAKKET
EN/OF HET STOMAZAKBOEKJE
ONTVANGEN? NEEM DAN
CONTACT MET ONS
SERVICETEAM OP!

SERVICETEAM@EUROTEC.NL
0800-3300010 (GRATIS)



EuroTec

2-DELIG GESLOTEN OPVANGSYSTEEM VLAK

Het 2-delige COMBIMATE systeem bestaat uit huidplakken en gesloten stomazakjes van EuroTec. Deze plakken hebben een zeer huidvriendelijke en soepele kleeflaag. Ze zijn er met veel voorgestante stomaopeningen die gemakkelijk iets opgerekt kunnen worden. Een vlakke huidplak is bedoeld voor stoma's boven huidniveau. Bolle (convex) huidplakken zijn bedoeld voor stoma's op of onder huidniveau of als de vlakke huidplak lekkages geeft. De huidplak hecht het best als de huid nog iets klam is en heeft enige tijd nodig om goed vast te hechten. Voorverwarmen is niet nodig.

De zakjes zijn verkrijgbaar in verschillende maten en modellen. Ze klikken eenvoudig op de huidplak, zoals het 'Tupperware' kliksysteem. Hiervoor is maar weinig kracht nodig. Ook bij een slappe buik is het opklikken gemakkelijk. Zakjes en plakken zijn ook te combineren met het ConvaTec Natura systeem.



UNIEKE KENMERKEN HUIDPLAK:

- ✓ Zeer huidvriendelijke kleeflaag van volledig hydrocolloid van 1,4 mm dik, zonder toegevoegde synthetische rubbers, die zeer goed vocht kan absorberen. Hierdoor hecht de huidplak beter en blijft de huid in topconditie bij warm weer of inspannende activiteiten.
- ✓ De huidplak kan op een extreem gevoelige of reeds geïrriteerde huid worden toegepast.
- ✓ De huidplak is zeer comfortabel in het dragen, door de zeer zachte schuimtoplaag.
- ✓ Veel voorgestante stomaopeningen.
- ✓ De opreekbare stomaopening snijdt niet in de stoma wanneer deze beweegt. (Afbeelding 1)
- ✓ Knippen is bijna nooit meer nodig, omdat de stomaopening eenvoudig op te rekken is als deze iets te klein is of de stoma ovaal is. (Afbeelding 1)
- ✓ Diverse versies vlakke huidplakken:
 - **SuperSoft** = vlakke huidplak van volledig hydrocolloid.
 - **SuperFlex** = vlakke huidplak met witte of beige pleisterrand.
 - **XL-plakken** = vlakke extra grote huidplak voor betere hechting bij grote huidoneffenheden, zoals een breuk.



UNIEKE KENMERKEN GESLOTEN ZAKJES:

- ✓ Extra lang werkend staaffilter (Afbeelding 3); darmgassen worden vanzelf reukloos afgevoerd.
- ✓ Extra folie tussen stoma en filter ter voorkoming lekkage door het filter.
- ✓ Beige zakje met of zonder kijkvenster, waardoor u de stoma tussentijds kunt inspecteren. (Afbeelding 4)

COMBIMATE SUPERSOFT HUIDPLAKKEN VLAK

Bij een stoma boven huidniveau. Afmeting plak: 10,6 x 10,6 cm. Verpakt per 5 stuks.



BESTELCODE	FLENSMAAT	STOMAOPENING	MAXIMALE OPENING
FSS 3813	• 38 mm	13 mm (start)	28 mm (knip)
FSS 3822	• 38 mm	22 mm	24 mm
FSS 3825	• 38 mm	25 mm	27 mm
FSS 3828	• 38 mm	28 mm	-
FSS 4513	• 45 mm	13 mm (start)	35 mm (knip)
FSS 4522	• 45 mm	22 mm	24 mm
FSS 4525	• 45 mm	25 mm	27 mm
FSS 4528	• 45 mm	28 mm	31 mm
FSS 4532	• 45 mm	32 mm	34 mm
FSS 4535	• 45 mm	35 mm	-
FSS 5713	• 57 mm	13 mm (start)	47 mm (knip)
FSS 5732	• 57 mm	32 mm	34 mm
FSS 5735	• 57 mm	35 mm	37 mm
FSS 5738	• 57 mm	38 mm	40 mm
FSS 5741	• 57 mm	41 mm	43 mm
FSS 5744	• 57 mm	44 mm	47 mm
FSS 7013	• 70 mm	13 mm (start)	60 mm (knip)

COMBIMATE SUPERFLEX HUIDPLAKKEN VLAK

Bij een stoma boven huidniveau. Met beige pleisterrand. Doorsnede plak: 12 cm. (flensmaat 70 mm: 15 cm.) Verpakt per 5 stuks



BESTELCODE	FLENSMAAT	STOMAOPENING	MAXIMALE OPENING
FFB 3813	• 38 mm	13 mm (start)	28 mm (knip)
FFB 3822	• 38 mm	22 mm	24 mm
FFB 3825	• 38 mm	25 mm	27 mm
FFB 3828	• 38 mm	28 mm	-
FFB 4513	• 45 mm	13 mm (start)	35 mm (knip)
FFB 4522	• 45 mm	22 mm	24 mm
FFB 4525	• 45 mm	25 mm	27 mm
FFB 4528	• 45 mm	28 mm	31 mm
FFB 4532	• 45 mm	32 mm	34 mm
FFB 4535	• 45 mm	35 mm	-
FFB 5713	• 57 mm	13 mm (start)	47 mm (knip)
FFB 5732	• 57 mm	32 mm	34 mm
FFB 5735	• 57 mm	35 mm	37 mm
FFB 5738	• 57 mm	38 mm	40 mm
FFB 5741	• 57 mm	41 mm	43 mm
FFB 5744	• 57 mm	44 mm	47 mm
FFB 7013	• 70 mm	13 mm (start)	60 mm (knip)

COMBIMATE SUPERSOFT XL PLAKKEN VLAK

Bij een (groot) stoma boven huidniveau of voor een betere hechting bij een groot huidoppervlak. Afmeting plak: 15 x 15 cm. Verpakt per 5 stuks.



BESTELCODE	FLENSMAAT	STOMAOPENING	MAXIMALE OPENING
FSSL 4513	• 45 mm	13 mm (start)	35 mm (knip)
FSSL 5713	• 57 mm	13 mm (start)	47 mm (knip)
FSSL 7013	• 70 mm	13 mm (start)	60 mm (knip)
FSSL 8513	• 85 mm	13 mm (start)	75 mm (knip)
FSSL 10013	• 100 mm	13 mm (start)	90 mm (knip)

