

schülke -+



Snelle hygiënische handdesinfectie binnen 30 sec en chirurgische handdesinfectie in 90 sec op basis van alcohol (ethanol) met een breed werkingsspectrum.

desderman® Pure

Onze pluspunten

- snelwerkend
- aantoonbare effectiviteit tegen een breed spectrum van bacteriën, schimmels, gisten en virussen, waaronder **noro -en rotavirus**
- effectief tegen norovirus in 15 sec. (testvirus Murine Noro virus)
- voldoet aan prEN12791 waarmee pre-operatieve desinfectie binnen 90 sec
- voldoet aan EN1500 waarmee hygiënische desinfectie binnen 30 sec
- bevat het hoogste percentage terugvettende en hydraterende stoffen, waardoor ook bij frequent gebruik de huid soepel en intact blijft
- zonder geur –en kleurstoffen
- effectief tegen Coxiella Burnetii (Veroorzaker Q-Koorts)
- als biocide genotificeerd bij het Ctgb (PT1)

Microbiologische werkzaamheid

Bacteriën, Tb-bacillen, MRSA, VRE, polio, rotavirus, schimmels, candida albicans, Virussen, lipofiel, hydrofiel, norovirus, adenovirus, vacciniavirus, herpes simplex, HAV, HBV, HCV, HIV.

Efficacy of alcohol under customary contact times for hand disinfection*

| Alcohol against | ethanol | n-propanol | iso-propanol |
|-----------------------|---------------------|----------------|----------------|
| Bacteria | +++ | +++ | ++(+) |
| Enveloped viruses | +++ | +++ | +++ |
| Non-enveloped viruses | ++ | - (Rota:++) | - (Rota:++) |
| Bacterial spores | - | - | - |
| Yeasts/aspergilli | ++ (yeasts: +++) | ++ | ++ |

Toepassingen

- hygiënische handdesinfectie binnen 30 sec
- pre-operatieve handdesinfectie binnen 90 sec

| Toepassingsgebied | Aanbevolen inwerktijd de handen dienen gedurende deze tijd vochtig te zijn |
|---|--|
| VAH-/DGHM-lijst/certificaat | |
| Hygienische handdesinfectie (EN 1500) | 30 sec. |
| Chirurgische handdesinfectie (EN 12791) | 90 sec. |
| MRSA | 30 sec. |
| VRE | 30 sec. |
| Listeria monocytogenes | 30 sec. |
| EHEC | 30 sec. |
| Helicobater pylori | 30 sec. |
| Lijst overeenkomstig §18 ifSG Hygienische handdesinfectie werkerterrein A bij Tb | 30 sec. tweemaal aanbrengen |
| Begrenst virucide (incl. HIV, HBV, HCV) overeenkomstig RKI-aanbeveling Bundesgesundheitsblatt 01/2004 | 30 sec. |
| HAV* (zonder belasting) | 1 min. |
| Vaccinia-virus | 30 sec. |
| Polio-virus (met belasting) | 3 min. |
| Polio-virus (zonder belasting) | 1 min. |
| Adeno-virus | 1 min. |
| Rota-virus | 30 sec. |
| Herpes-simplex-virus | 30 sec. |
| Noro-virus** | 15 sec. |
| Hygienische handdesinfectie op handschoenen | 30 sec. |
| ÖGHMP-lijst | |
| Hygienische handdesinfectie | 3ml/30 sec. |
| Chirurgische handdesinfectie | 2 x 5ml/1,5 min. |

* overeenkomstig besluit op grond van polio effectiviteit

** getest met nieuw test virus: Murine Noro Virus

desderman® Pure

Productgegevens

Samenstelling desderman® Pure:

100g oplossing bevat: 78,2g ethanol (96%), 0,1g 2-bifenylool
Overige bestanddelen: polyvidone 30, isopropyl myristat (ph. Eur), (hexdecyl/octadecyl), [(rs)-2-ethylhexanaat], sorbital oplossing 70% (kristaliserend)(Ph.Eur.), 2-propanol, water.

Chemisch-fysische gegevens:

| | |
|------------------------|-------------------------------------|
| Uiterlijk | transparante vloeistof |
| Dichtheid | 0.83g/cm ³ |
| Temperatuurstabiliteit | stabiel tussen 2°C en 40°C |
| flocculatie bij -5°C | maar volledig omkeerbaar vanaf 10°C |
| Vlampunt | 16°C |
| pH-waarde | 6 bij 1.00g/l (20°C) |

Dosering en gebruik

Hygënische handdesinfectie

Breng 3ml desderman gedurende 30 sec aan op de handen. Desinfecteer uw handen met een systematische procedure, zoals de procedure die wordt aanbevolen door Babb en Ayliffe. Zo verzekert u zich ervan dat alle delen van de hand gedesinfecteerd zijn.

Chirurgische handdesinfectie

Breng gedurende 90 sec 2 x 5ml desderman aan op de handen en voorarmen. Desinfecteer uw handen met een systematische procedure, zoals de procedure die wordt aanbevolen door Babb en Ayliffe. Zo verzekert u zich ervan dat alle delen van de hand effectief gedesinfecteerd zijn.

Product / Accessoires

| Product / Accessories | Pack Size | Art. No. |
|-----------------------|-----------------|----------|
| desderman® Pure | 150ml | 116806 |
| desderman® Pure | 500ml | 116807 |
| desderman® Pure | 1L fles | 116808 |
| desderman® Pure | 5L can | 116810 |
| doseerpomp | 500ml / 1L fles | 180303 |

Etikettering overeenkomstig EG-richtlijnen

- F: licht ontvlambaar
- R11: licht ontvlambaar
- S7: houd de bus goed afgesloten
- S9: bewaar de bus op een goed geventileerde plaats
- S16: houd uit de buurt van ontstekingsbronnen - niet roken
- S36: irriterend voor de ogen
- S67: dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken

Bijzondere opmerkingen

Alleen voor uitwendig gebruik; vermijd contact met de ogen. Houd buiten bereik van kinderen. Zeer brandbaar, houdt uit de buurt van ontstekingsbronnen. Vlampunt 16°C (volgens DIN 51 755). Niet gebruiken na vervaldatum.

Milieu

desderman® Pure is zowel in flessen als in cans leverbaar. De flessen en cans bestaan uit polyethyleen (HDPE) en zijn overeenkomstig aangeduid.

De sluiting bestaat uit PP (uitgezonderd bij de can: HDPE). De labels bestaan uit PE. Hierdoor wordt gescheiden of afvalverwerking mogelijk gemaakt voor hergebruik.

Expert reports en informatie

Een overzicht van alle rapporten en literatuur betreffende de desderman® Pure is terug te vinden op internet via website www.schuelke.com

Voor verdere vragen kunt u zich wenden tot: Produkt-/Anwendungsberatung Telefoon: 040/ 521 00 666 of via ons Benelux kantoor 0031 (0)23 5352634.



Schülke & Mayr heeft het certificaat van DIN EN ISO 9001 en DIN EN 46001 (reg.-nr 45601) en heeft een goedgekeurd systeem van milieubeheer in overeenstemming met de Verordening op de Eco-Controlle (reg.-nr DE-S-150 00003).

Schülke & Mayr GmbH
22840 Norderstedt, Germany
Phone +49 (0) 40 - 521 00 - 0
Fax +49 (0) 40 - 521 00 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com

Schülke & Mayr Benelux BV
Prins Bernhardlaan 2c
2032 HA Haarlem
Tel: +31 (0) 23 535 26 34
Fax: +31 (0) 23 536 79 70

Schülke & Mayr Belgium NV
Beaulieustraat 4
B-1830 Machelen
Tel: +32 (02) 479 73 35
Fax: +32 (02) 479 99 66