



Hekura 100% siliconen verblijfskatheter ch 18

Product afbeeldingen



Korte omschrijving

- 100% siliconen
- 2 weg catheter
- Nelaton tip met afgeronde ogen
- Balloninhoud 5-10 cc
- 40 cm lang

Omschrijving

- 100% siliconen
- 2 weg catheter
- Nelaton tip met afgeronde ogen
- Balloninhoud 5-10 cc
- 40 cm lang

Aditionele informatie

Artikelnummer	52077
Referentienummer	UZ6618
Toepassing	De katheters zijn geschikt voor langere verblijfsduur.
Merk	Hekura
charriere	UZ6618, ch 18, 1 stuk
Inhoud verpakking	1 stuk
Inhoud overdoos	30 x 1 stuk
ZI-nummer	15749657
CNK code	4223236

