

BIOCATH™ KATHETER

Latex Katheter Gecoat met Hydrogel

- 2-weg katheter, standaardlengte (42cm)
- Unieke Hydrogel coating
- Minder incrustatie
- Minder bacteriële colonisatie
- Minder irritatie door minder frictie
- Gemakkelijke verwijdering van de sonde
- NELATON tip
- 2 tegenover elkaar geplaatste openingen
- Steriel




Code	Maat Ch.	Ballon ml	Verpakking
2265..	12-26	10	10
2266..	12-26	30	10

BIOCATH™ KATHETER


Latex Katheter Gecoat met Hydrogel

- 3-weg katheter, standaardlengte (42cm)
- Unieke Hydrogel coating
- Minder incrustatie
- Minder bacteriële colonisatie
- Minder irritatie door minder frictie
- Gemakkelijke verwijdering van de sonde
- NELATON tip
- 2 tegenover elkaar geplaatste openingen + 1 opening voor spoelvloeistof
- Steriel



Code	Maat Ch.	Ballon ml	Verpakking
2219..	16-24	10	10

- 3-weg katheter, standaardlengte (42cm)
- Unieke Hydrogel coating
- Minder incrustatie
- Minder bacteriële colonisatie
- Minder irritatie door minder frictie
- Gemakkelijke verwijdering van de sonde
- NELATON tip
- 2 gekruist geplaatste openingen + 1 opening voor spoelvloeistof
- Steriel



Code	Maat Ch.	Ballon ml	Verpakking
2267..	16-22	30	10

BIOCATH™ KATHETER

Latex Katheter Gecoat met Hydrogel

- 2-weg katheter, vrouwenlengte (26cm)
- Unieke Hydrogel coating
- Minder incrustatie
- Minder bacteriële colonisatie
- Minder irritatie door minder frictie
- Gemakkelijke verwijdering van de sonde
- 2-weg katheter, vrouwenlengte (26cm)
- NELATON tip
- 2 tegenover elkaar geplaatste openingen
- Steriel



Code	Maat Ch.	Ballon ml	Verpakking
2269..	12-26	10	10

- Idem 2269.. behalve:
- 2-weg katheter, pediatrisch model (30cm)
- 2 tegenover elkaar geplaatste openingen

Code	Maat Ch.	Ballon ml	Verpakking
2263..	08-10	5	10

BAIRD

BIOCATH™ KATHETER

Voorgevulde Latex Katheter Gecoat met Hydrogel

- 2-weg katheter, standaardlengte (42cm)
- Unieke Hydrogel coating
- Minder incrustatie
- Minder bacteriële colonisatie
- Minder irritatie door minder frictie
- Gemakkelijke verwijdering van de sonde
- NELATON tip
- 2 tegenover elkaar geplaatste openingen
- Voorgevuld met 10 ml steriel water
- Steriel



Code	Maat Ch.	Ballon ml	Verpakking
2264..	12-26	10	10

- idem 2264.. behalve:
- 2-weg katheter, model voor vrouwen (26cm)

Code	Maat Ch.	Ballon ml	Verpakking
2268..	12-22	10	10

BAIRD

BIOCATH™ PRECONNECTED

- Voorgekoppelde systemen:

Een zegel bedekt de verbinding tussen katheter en zak en garandeert het gesloten systeem. De zegel biedt eveneens een visuele controle wanneer de verbinding wordt verbroken en geeft daardoor zicht op besmettingsrisico.

- Verpakking: per 5 stuks



Code	Beschrijving	Maat Ch.	Ballon ml	Lengte
	Biocath™ Foley met			
PC22652L..	2000ml Bardia™ bedzak	12-18	10	Standaard
PC22655M..	500ml Bardia™ beenzak	12-18	10	Standaard
PC2265UM..	350ml urinemeter met 2500ml urinezak	12-18	10	Standaard
PC22692L..	2000ml Bardia™ bedzak	12-18	10	Vrouwen
PC22695M..	500ml Bardia™ beenzak	12-18	10	Vrouwen
PC2269UM..	350ml urinemeter met 2500ml urinezak	12-18	10	Vrouwen