




Rüsch Brilliant 2-weg standaard verblijfskatheter

Rüsch Brilliant is een 2-weg standaard verblijfskatheter – gemaakt van siliconen

Rüsch Brilliant (2-weg standaard): De verblijfskatheter is transparant en heeft een ventiel voor aansluiting op een Luer- of Luer-Lock-spuit voor balloninflatie. Door de radiopake kathetertip en röntgencontraststreep langs de schacht is de katheter zichtbaar op röntgenfoto's.

Verdere kenmerken

- 2 zelfklevende documentatielabels
- Steriel, voor eenmalig gebruik
- Niet gemaakt met natuurlijke rubberlatex

Productcodes

	ARTIKELNUMMER	BESTELMAAT	BALLON	OGEN	LENGTE
dervormige, ge tip	170605	Ch. 12-24	10 ml	2 tegenoverliggende ogen	ca. 40 cm
lann	171305	Ch. 12-24	10 ml	1 oog	ca. 41 cm



MCI-2021-0483

[TELEFLEX GLOBAL](#)
[INVESTEERDERS](#)
[PRIVACYBELEID](#)
[COMPLIANCE](#)
[IMPRESSUM](#)

© 2021 Teleflex Incorporated. All Rights Reserved.