

Curion

Curion Fixette urinebeenzakhouder

Toepassing

Elastische en huidvriendelijke urinebeenzakhouder.

Productinformatie

- Uitvoeringen: zonder klittenband en Plus met klittenband
- Maatbepaling: bovenbeen - opmeten halfweg lies en knie
- Maatbepaling: kuit - meet dikste deel van de kuit
- Maatbepaling: enkel - meet de omvang van de enkel
- Materiaal 63% polyester en 37% elastaan
- Wasbaar op 60°C in waszakje
- Met opening voor aftapkraan waardoor de urinezak geleegd kan worden
- Is te dragen op boven- of onderbeen, voor- of zijkant van het been
- Vormt zich perfect naar de vorm van het been (optimaal draagcomfort)



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3028617	CURION FIXETTE BEENZAKHOUDER SMALL 30-55CM GEEL 8084	1 st.	175 x 1 st.	13662635	FIXEXS
3028618	CURION FIXETTE BEENZAKHOUDER MEDIUM 45-75CM BLAUW 8086	1 st.	150 x 1 st.	13662643	FIXEXM
3028619	CURION FIXETTE BEENZAKHOUDER LARGE 55-85CM BRUIN 8088	1 st.	125 x 1 st.	13662651	FIXEXL
3028620	CURION FIXETTE BEENZAKHOUDER X-LARGE 65-95CM GROEN 8090	1 st.	125 x 1 st.	14659638	FIXEXX
2000207	CURION FIXETTE PLUS BEENZAKHOUDER SMALL 30-45CM GEEL 8092	1 st.	50 x 1 st.	14675250	FIXEXS
2000208	CURION FIXETTE PLUS BEENZAKHOUDER MEDIUM 50-55CM BLAUW 8094	1 st.	50 x 1 st.	14675234	FIXEXM
2001661	CURION FIXETTE PLUS BEENZAKHOUDER LARGE 54-69CM BRUIN 8096	1 st.	50 x 1 st.	14675218	

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
2000209	CURION FIXETTE PLUS BEENZAKHOUDER X-LARGE 64-81CM GROEN 8098	1 st.	50 x 1 st.	14675269	FIXEXX
2001666	CURION FIXETTE PLUS BEENZAKHOUDER XX-LARGE 80-95CM ROOD 8100	1 st.	50 x 1 st.	14949105	