

UriFix fixatieband voor condoomkatheters

De Zelfklevende huidvriendelijke fixatieband voor externe (condoom) katheters. Zorgt voor extra hechting van de externe katheter rondom de penis.

Eigenschappen

De Urifix “foam” bestaat uit polyurethaan met natuurlijk latex. Universeel inzetbaar bij condoomkatheters. De huidvriendelijke Urifix plakt niet op de huid maar kleeft uitsluitend aan zichzelf. De Urifix dient in twee lagen te worden aangebracht (onder en om de condoomkatheter).



Universele urinezakhoes

Eigenschappen

Witte hoes ter bescherming en discrete afscherming van een urinenachtzak. Geschikt voor praktisch elke vloerstandaard en bedhanger. Gemaakt van zacht textiel (35% katoen / 65% polyester), latex-vrij en wasbaar tot 90°C.



UroMed Katheterventiel

Stevig en compact katheterventiel met automatisch sluitend mechanisme en universele doorkoppeling aan urinezak. Zeer geschikt voor blaastraining.

Lekvrij aansluiten katheters

Het katheterventiel zorgt voor een lekvrije aansluiting op urine- en suprapubische katheters. Eenvoudig en eenhandig te bedienen.

Doorstroom urine

Door indrukken van de rode knop vindt doorstroom van urine plaats naar urinezak of toilet. Als de rode knop niet ingedrukt is, is het ventiel automatisch vergrendeld en kan niet ongewenst openspringen.

Veilig en duurzaam

Het lichtgewicht katheterventiel biedt een hoge doorstroomsnelheid en beschadigt de katheter niet. Het ventiel kan tot drie maanden aan de katheter gekoppeld blijven.

Blaastraining

Het Uromed katheterventiel biedt de mogelijkheid de blaas te trainen en blaascapaciteit te handhaven.



UriFix fixatieband & OmniMedical urinezakhoes

Artikelcode	Z-Index	Omschrijving	Verpakking
6403	16322533	UriFix fixatieband voor condoomkatheters 450 cm x 3 cm (l x b)	1 (stuks)
53002	15080315	OmniMedical urinezakhoes 2000 ml.	1 (stuks)
502603	14175665	Top UroMed katheterventiel met nachtzakaansluiting (steriel)	5 (stuks)