


CareSens[®] N Premier

Bloed Glucose Monitoring System



Eenvoudige & Complete Diabeteszorg

- Efficiënt diabetes management met markering symbolen
- Geïntegreerde diabeteszorg met SmartLog™

Specificaties

- 0,5 µL/5 seconden
- 1,1-3,3 mmol/L (20-600 mg/dl)
- Hematocriet: 15 – 65 %
- geheugen voor 1000 testresultaten
- 5-50°C

Gebruiksenmerken

- geen codering nodig
- aanduiding hypoglykemie
- aanduiding strip vervaldatum
- uitwerpknop teststrip
- LCD achtergrondverlichting
- 1, 7, 14, 30, 90- testdagen gemiddelde
- nuchter, voor- en na maaltijd markering
- 4 waarschuwingen instelbaar
- * 2 uur na de maaltijd
- Bluetooth® SMART
- Data poort