

Norav NR-1207-E ECG

Draadloos 12L ECG

- 2-lead ECG-verwerking.
- MS Windows en Android compatible.
- Netwerk opslag mogelijkheden.
- Printen op normal A4 papier gedurende de test (optionele thermische printer verkrijgbaar).
- Export test resultaten naar: DICOM, HL7, PDF, JPEG, XML, platte tekst, GDT & Native RAW data.
- Eenvoudige interface naar andere database systemen en ziekenhuis informatie systemen.
- On-line filtering en automatische base line wander correction maakt het nabewerken van opgeslagen gegevens mogelijk.
- Gratis software updates gedurende de levensduur van het systeem.
- ST measurements (I1).
- Optionele Software: Measurements, Interpretatie & NEMS (Norav ECG Management System).



Technische specificaties

Lead cable	Standaard 10 leads AHA/IEC	Communicatie interface	Bluetooth 2.0 + EDR, Class1 tot 100 m in een open ruimte
Defibrillatie protectie	Ja, alleen met Banana kabel	Batterij	1 x AA Alkaline of NIMH
Lead OFF detectie	Ja	Werking op batterij	Tot 7 uur
Pacemaker Pulse detectie	Van 0,1 tot 2 ms bij 2 tot 700 mv	Afmetingen	92 x 75 x 23 mm
Gevoeligheid	5, 10, 20 & 40 mm/mV	Gewicht	126 gram without battery
Horizontale schaal	12,5, 25, 50 & 100 mm/sec	Behuizing	Spatwaterdicht
Dynamisch bereik signaal	± 5 mV	Veiligheids standaard	IEC 60601-1, IEC 60601-2-47, IEC 60601-1-11
DC max. input	± 800 mV	Bedienings temperatuur	10 °C - 45 °C
Resolutie	12 bits (2,44 µV/LSB)	Opslag temperatuur	-40 °C - 70 °C
ECG sampling rate	250, 500 & 1000	Vochtigheid	10 - 95%
Input impedantie	> 10 MOhm	Certificering	FDA & CE
CMMR	> 90 dB		
Frequentiebereik (-3db)	0,05 - 260 Hz		
Laagdoorlaatfilter	20, 35 & 40 Hz		
Basislijn filter	Ja		
Lijnruisfilter	50/60 Hz		

De specificaties kunnen wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.