

PRODUCT SPECIFICATIE BLAD

Artikelomschrijving
Artikelnummer
Revisienummer

Doseerdop met klapafsluiter
6292
Rev 02

Materiaal

Polypropyleen

Afmetingen

Diameter extern onderzijde: 30,2 mm; $\pm 0,2$ mm
Diameter bovenzijde deksel 30 mm; $\pm 0,2$ mm
Diameter doorsnede 28 mm voorzien van luer aansluiting

Gewicht

4,1 gram; +/- 0,1 gram

Kleur

Wit

Algemene informatie

Verpakking

In een plastic zak en daarna in een plastic box. Beiden voorzien van een etiket.

Controle producent (iedere charge)

Steekproefsgewijs wordt tenminste gecontroleerd op:
- geen vervuiling / contaminatie
- uiterlijke beschadiging
- kleur

Etiketinformatie

Artikelomschrijving, -nummer, verpakkingseenheid, ZI-nr, chargenummer, EAN code en GS1 code

Toepassing

Op de doseerdop kan een dosepac-spuut gemonteerd worden voor het nauwkeurig afmeten en eenvoudig oraal toedienen van een bepaalde vloeistof (**niet** als injectiehulpmiddel te gebruiken)

Sterilisatie

Doseerdop en klapafsluiter kunnen gesteriliseerd worden.
60 minuten 105° C, 15 minuten 121° C

LET OP

Product niet in direct zonlicht / UV-licht bewaren

Datum afgifte

Mei 2017

De bovenstaande informatie is zorgvuldig samengesteld op basis van de specificaties en technische gegevens van de leverancier.
Dit Product Specificatie Blad vrijwaart u niet van uw eigen kwaliteitscontrole.
De eindgebruiker draagt de volledige verantwoordelijkheid voor het juiste en correcte gebruik van het product.