



Itemnummer 1000021302

ABENA®

Inlegverband, ABENA San, 1A, met hersluitbare tape, Premium

- ✓ Hoogwaardige kern met Top-Drytechnologie
- ✓ Onzichtbare anti-lekranden voor extra bescherming
- ✓ Ondersteunt een gezonde huidbalans
- ✓ Hersluitbare plakstrip met namen, kleurcode, druppels en instructiegids
- ✓ Geurfilter



Productomschrijving

ABENA San 1-4 is ons premium assortiment anatomisch gevormde inlegverbanden met hechtstrip voor licht tot matig urineverlies. De hoogwaardige kern met Top-Drytechnologie zorgt voor snelle absorptie en een droog oppervlak, zelfs na herhaaldelijk urineren. De volledige ademende inleggers zijn voorzien van onzichtbare, liggende anti-lekranden voor extra bescherming. Beschermt de huid en behoudt de natuurlijke pH-balans van de huid. Het speciale geurfilter beperkt nare luchtjes tot een minimum. De dermatologisch geteste producten zijn voorzien van het Nordic Swan Ecolabel en zijn gemaakt van FSC-gecertificeerde materialen.



Specificaties

Basisnaam	Inlegverband
Merk	ABENA
Submerk	San
Formaat	1A
Kleur	Wit
Eigenschappen	Per stuk verpakt
Functies	Met hersluitbare tape
Materiaal	ECF-fluff pulp, PE, textiel-achtige ademende buitenlaag (BTBS), nonwoven, PP, hars, SAP
Lengte/diepte	28 cm
Breedte	10 cm
Tolerantie	+/- 10%
Absorptie Rothwell	250 ml
Geslacht	Unisex
Kwaliteitsniveau	Premium
Certificaten	CE, MD, FSC Mix Pulp, Nordic Swan-milieukeurmerk, UKCA.
CE-klasse	Class I
Product- of testnormen	ISO 11948-1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001
Richtlijnen, voorschriften en wetten	MDR (EU) 2017/745
Veiligheidsinstructies en waarschuwingen	Buiten bereik van kinderen houden.
Houdbaarheid	5 jaar.
Bewaarinstructies	Droog, kamertemperatuur en niet in direct zonlicht bewaren.
Instructies voor productverwijdering	Kan worden weggegooid met het normale huisvuil, gesorteerd volgens de plaatselijke voorschriften.

Instructies voor verwijdering van de verpakking Kan worden gerecycled of verbrand.

Gebruiksaanwijzing/toepassing

Anatomisch gevormde inlegverbanden voor actieve gebruikers met licht tot matig urineverlies. Gemakkelijk te fixeren in normaal, nauwsluitend ondergoed met de plakstrip. Productafmeting te herkennen aan kleurcodes, productnamen en maat-/absorptieaanduidingen op zowel het product als de verpakking.

Verpakkingsgegevens

Eenheid	Bevat	Lengte	Breedte	Hoogte	EAN
ds	12 pak	60 cm	20 cm	32.2 cm	5713571000472
pak	28 st	17.5 cm	8 cm	17.5 cm	5713571000465



Het Nordic Swan Ecolabel is een officieel Scandinavisch milieulabel. Producten met het Nordic Swan Ecolabel voldoen aan strenge milieueisen met betrekking tot grondstofproductie, gebruik, documentatie en veiligheid.



FSC® (Forest Stewardship Council) is een internationale niet-gouvernementele organisatie die zich inzet voor de promotie van verantwoord bosbeheer wereldwijd. FSC®-gecertificeerde producten zijn gemaakt van grondstoffen afkomstig uit goed beheerde bossen en van verantwoorde bronnen. De traceerbaarheid en integriteit van het label worden gehandhaafd door strenge controlemaatregelen. Door te kiezen voor FSC®-gecertificeerde producten helpt u te zorgen voor bossen en de mensen en wilde dieren die er leven. Ga voor meer informatie naar www.fsc.org.



Producten die zijn gelabeld met MD, worden geclassificeerd als medische hulpmiddelen.



De CE-markering garandeert dat een product veilig te gebruiken is en voldoet aan alle veiligheidsmaatregelen. CE staat voor Conformité Européenne (Europese conformiteit) en komt vooral voor op elektronische apparatuur, veiligheidsuitrusting, bouwproducten en medische apparaten.



De UKCA-markering garandeert dat een product veilig is te gebruiken en voldoet aan alle veiligheidsmaatregelen in overeenstemming met de productnormen en wetgeving van het VK.



Uw garantie dat onze producten zijn getest op ingrediënten die mogelijk huidirritatie kunnen veroorzaken. Tests zijn uitgevoerd door een onafhankelijk extern laboratorium.



De unieke structuur van onze hoogwaardige kern is ontworpen voor de snelle verspreiding en inkapseling van urine, waardoor het oppervlak droog blijft, zelfs na herhaaldelijk plassen.



Het Odor Control-geurfilter is een cruciaal voor de discretie van de gebruiker. De incontinentieproducten van ABENA zijn ontworpen en ontwikkeld om ervoor te zorgen dat er een minimale geur vrijkomt uit het product.



Effectieve lekbarrières, zowel zichtbaar als onzichtbaar, en latexvrije elastieken zorgen voor een goede pasvorm, waardoor het risico op doorleken wordt verkleind.



Een combinatie van 100% ademend vermogen, Top-Dry en lekbescherming zorgt voor een droog oppervlak en een gezonde huid, zelfs na herhaaldelijk plassen, waardoor de natuurlijke pH-balans van de huid behouden blijft.



Het product bevat geen latex.



Het product is volledig ademend voor het comfort van de gebruiker, ook bij langdurig gebruik. Voor een intacte en gezonde huid.



Unieke Top-Dry-technologie die zorgt voor een snelle absorptie en een droog oppervlak, zelfs na herhaaldelijk plassen.



Druppelsysteem dat absorptie aangeeft. Hoe meer druppels, hoe hoger de absorptie. Loopt van 1 tot 9 druppels.



De zak is 30% PCR, dat wil zeggen gemaakt van plastic materialen die door consumenten zijn gebruikt. Zo kunnen we ons plastic afval verminderen en helpen we het milieu te sparen.

