

# Medicijnbeker papier met coating

## Alle voordelen op een rij

- Minder dan 1% plastic.
- Geschikt voor Wiegand medicijnblad .
- Kleurcodering voor overzicht.
- Duidelijke 30 ml-markering aan de binnenzijde met schaalverdeling per 5 ml.
- Lekvrij en vloeistofdicht.
- Stapelbaar.



**50x100**

## Beschikbare kleuren

Blanco 25504430, Rood 2550443, Blauw 25504432, Geel 25504433 , Groen 25504434

## Productinformatie

<b>Materiaal</b>	99.25% papier	<b>Coating</b>	Aqueous*
<b>Inhoud</b>	30 ml	<b>Gewicht</b>	1.4 p.s.
<b>Afmetingen</b>	24x28x65cm	<b>Temperatuur</b>	tot 80 °C

## Verpakking en opslag

Doos		Sleeve	
<b>Materiaal</b>	Karton	<b>Materiaal</b>	PE
<b>Afmeting</b>	410 x 405 x 340 cm	<b>Afmeting</b>	40 x 40 x 320 cm
<b>Gewicht</b>	7000 g	<b>Gewicht</b>	70 g

\*De coating is gemaakt van een lijm op waterbasis. Het is ecologisch verantwoord, recyclebaar en composteerbaar.

## Certificaten

<b>Cecertificeerd</b>	ISO 9001, 14001, 22000
	HACCP
	BSCI
	BRC
	FSC