



CADD™ ambulante infuussystemen

Productcatalogus

CADD ambulante slangensets met Flow-stop/Free-flow-beveiliging

CADD ambulante slangensets met Flow-stop bieden bescherming tegen ongereguleerde infuustoediening onder invloed van zwaartekracht, door het vloeistofpad af te sluiten zodra de toedieningsset of het reservoir wordt losgekoppeld van de pomp.



Standaard CADD-toedieningssets met Flow-stop/Free-flow-beveiliging

- › maximale toedieningssnelheid tot max. 250 ml/uur bij pompen van CADD-Solis™ model 2110 v3 en hoger en van CADD-Solis VIP™, alle modellen
- › maximale toedieningssnelheid tot max. 175 ml/uur bij pompen van CADD-Solis model 2100 (alle versies) en model 2110 v1.0 en v2.0
- › maximale toedieningssnelheid tot max. 125 ml/uur bij CADD-Legacy™-pompen

■ Slangen met blauwe streep ■ Slangen met gele streep. Alle andere zijn doorzichtig.





	Referentienummer	Eenheden	Beschrijving	Slanglengte	Voorvulvolume	Vervangt
	21-7321-24	12/doos	CADD-toedieningsset met vrouwelijke luer, flowstop, klem en terugslagklep met mannelijke luer	259 cm	2,7 ml	21-7021-24
	21-7322-24	12/doos	CADD-toedieningsset met bag spike, flowstop, klem en eenrichtingsklep met mannelijke luer	198 cm	2,3 ml	21-7022-24 21-7034-24
	21-7323-24	12/doos	CADD blauw gestreepte toedieningsset met bag spike, flowstop, klem en eenrichtingsklep met mannelijke luer	198 cm	2,3 ml	21-7023-24
	21-7324-24	12/doos	CADD geel gestreepte toedieningsset met bag spike, flowstop, klem en eenrichtingsklep met mannelijke luer	312 cm	3,2 ml	21-7024-24
	21-7359-24	12/doos	CADD-toedieningsset met mannelijke luer, flowstop, klem en eenrichtingsklep met mannelijke luer	175 cm	2 ml	21-7059-24
	21-7390-24	12/doos	CADD-toedieningsset met vrouwelijke luer, flowstop, y-verlenging van 7,6 cm, eenrichtingsklep met vrouwelijke luer, eenrichtingsklep met mannelijke luer en klemmen	259 cm met y-verlenging van 7,6 cm	4 ml	21-7090-24
	21-7391-24	12/doos	CADD-toedieningsset met bag spike, flowstop, y-verlenging van 7,6 cm, eenrichtingsklep met vrouwelijke luer, eenrichtingsklep met mannelijke luer en klemmen	274 cm met y-verlenging van 7,6 cm	4,2 ml	21-7091-24
	21-7624-24	12/doos	CADD geel gestreepte toedieningsset, bag spike, flowstop, klem en eenrichtingsklep met mannelijke NRFit®-connector	312 cm	3,2 ml	21-7024-24 21-7324-24



Standaard CADD-toedieningssets met luchteliminatiefilters en Flow-stop/Free-flow-beveiliging

- › maximale toedieningssnelheid tot max. 250 ml/uur bij pompen van CADD-Solis model 2110 v3 en hoger en van CADD-Solis VIP, alle modellen
- › maximale toedieningssnelheid tot max. 175 ml/uur bij pompen van CADD-Solis model 2100 (alle versies) en model 2110 v1.0 en v2.0
- › maximale toedieningssnelheid tot max. 125 ml/uur bij CADD-Legacy-pompen

■ Slangen met blauwe streep ■ Slangen met gele streep. Alle andere zijn doorzichtig.

	Referentienummer	Eenheden	Beschrijving	Slanglengte	Voorvulvolume	Vervangt
	21-7343-24	15/doos	CADD-toedieningsset met bag spike, flowstop, 1,2 micron luchteliminierend filter, klem, naaldloze injectieplaats en eenrichtingsklep met mannelijke luer	290 cm	14 ml	21-7333-24
	21-7346-24	15/doos	CADD-toedieningsset met bag spike, flowstop, 0,2 micron luchteliminierend filter, spiraalslang, klem en eenrichtingsklep met mannelijke luer	239 cm	7 ml	21-7336-24 21-7036-24
	21-7363-24	15/doos	CADD-toedieningsset met bag spike, flowstop, 1,2 micron luchteliminierend filter, spiraalslang, klem en eenrichtingsklep met mannelijke luer	239 cm	7 ml	21-7383-24 21-7083-24 21-7071-24
	21-7349-24	12/doos	CADD geel gestreepte toedieningsset met bag spike, flowstop, 0,2 micron luchteliminierend filter, klem en eenrichtingsklep met mannelijke luer	330 cm	6 ml	21-7339-24 21-7039-24
	21-7394-24	12/doos	CADD-toedieningsset met bag spike, flowstop, 0,2 micron luchteliminierend filter, klem en eenrichtingsklep met mannelijke luer	274 cm	3,3 ml	21-7094-24
	21-7395-24	12/doos	CADD-toedieningsset met vrouwelijke luer, flowstop, 0,2 micron luchteliminierend filter, klem en eenrichtingsklep met mannelijke luer	259 cm	3,1 ml	21-7095-24
	21-7649-24	12/doos	CADD geel gestreepte toedieningsset, bag spike, flowstop, 0,2 micron luchteliminierend filter, klem en terugslagklep met mannelijke NRFit-connector	330 cm	6 ml	21-7639-24 21-7039-24 21-7339-24



CADD-toedieningssets voor grote volumes met Flow-stop/Free-flow-beveiliging

- › maximale toedieningssnelheid tot max. 500 ml/uur bij pompen van CADD-Solis model 2110 v3 en hoger of CADD-Solis VIP, alle modellen
- › NIET COMPATIBEL met pompen van CADD-Legacy, CADD-Solis model 2100 (alle versies) en model 2110 v1.0 en v2.0

■ Slangen met blauwe streep ■ Slangen met gele streep. Alle andere zijn doorzichtig.

	Referentienummer	Eenheden	Beschrijving	Slanglengte	Voorvulvolume	Vervangt
	21-7345-24	15/doos	CADD-toedieningsset voor grote volumes met bag spike, flowstop, 0,2 micron luchteliminerend filter, klem, injectieplaats en eenrichtingsklep met mannelijke luer	300 cm	17 ml	21-7355-24 21-7055-24 21-7055V-24
	21-7357-24	15/doos	CADD-toedieningsset voor grote volumes met bag spike, flowstop, klem en eenrichtingsklep met mannelijke luer	234 cm	11 ml	21-7057-24 21-7057V-24
	21-7364-24	15/doos	CADD-toedieningsset voor grote volumes met bag spike, flowstop, 1,2 micron luchteliminerend filter, naaldloze injectieplaats, klem en eenrichtingsklep met mannelijke luer	297 cm	17 ml	21-7375-24 21-7075-24 21-7075V-24
	21-7361-24	15/doos	CADD-toedieningsset voor grote volumes met bag spike, flowstop, 1,2 micron luchteliminerend filter, klem, injectieplaats en eenrichtingsklep met mannelijke luer	297 cm	17 ml	21-7381-24 21-7081-24 21-7389-24 21-7089-24
	21-7386-24	15/doos	CADD-toedieningsset voor grote volumes met bag spike, flowstop, 1,2 micron luchteliminerend filter, klem en eenrichtingsklep met mannelijke luer	264 cm	15 ml	
	21-7384-24 ■	15/doos	CADD geel gestreepte toedieningsset voor grote volumes met bag spike, flowstop, klem en eenrichtingsklep met mannelijke luer	312 cm	16 ml	
	21-7365-24 ■	15/doos	CADD geel gestreepte toedieningsset voor grote volumes met bag spike, flowstop, 0,2 micron luchteliminerend filter, klem en eenrichtingsklep met mannelijke luer	343 cm	20 ml	21-7385-24 21-7085-24
	21-7684-24 ■	15/doos	CADD geel gestreepte hoog-volumetoedieningsset, bag spike, flowstop, klem en terugslagklep met mannelijke NRFit-connector	312 cm	16 ml	
	21-7665-24 ■	15/doos	CADD geel gestreepte hoog-volumetoedieningsset, bag spike, flowstop, 0,2 micron luchteliminerend filter, klem en terugslagklep met mannelijke NRFit-connector	340 cm	20 ml	21-7685-24



CADD-reservoir voor medicatiecassettes met Flow-stop/Free-flow-beveiliging

De losse medicatiecassettes zorgen ervoor dat patiënten mobieler zijn en verhogen de medicatieveiligheid. Zijn voorgevuld verkrijgbaar of leeg, zodat ze kunnen worden gevuld op basis van het recept.

- › maximale toedieningssnelheid tot max. 250 ml/uur bij pompen van CADD-Solis model 2110 v3 en hoger en van CADD-Solis VIP, alle modellen
- › maximale toedieningssnelheid tot max. 175 ml/uur bij pompen van CADD-Solis model 2100 (alle versies) en model 2110 v1.0 en v2.0
- › maximale toedieningssnelheid tot max. 125 ml/uur bij CADD-Legacy-pompen

Moeten worden gebruikt in combinatie met CADD-uitbreidingssets

■ Slangen met blauwe streep ■ Slangen met gele streep. Alle andere zijn doorzichtig.

	Referentienummer	Eenheden	Beschrijving	Slanglengte	Vervangt
	21-7301-24	12/doos	CADD-medicatiecassettereservoir van 50 ml met flowstop, klem, vrouwelijke luer en niet-geventileerde dop	20 cm	21-7001-24
	21-7302-24	12/doos	CADD-medicatiecassettereservoir van 100 ml met flowstop, klem, vrouwelijke luer en niet-geventileerde dop	20 cm	21-7002-24
	21-7300-24 ■	12/doos	Gele CADD-medicatiecassettereservoir van 100 ml met flowstop, klem, vrouwelijke luer en niet-geventileerde dop	20 cm	21-7100-24
	21-7308-24	12/doos	Helder CADD-medicatiecassettereservoir van 250 ml met flowstop, klem, vrouwelijke luer en niet-geventileerde dop	20 cm	
	21-7309-24 ■	12/doos	Gele CADD-medicatiecassettereservoir van 250 ml met flowstop, klem, vrouwelijke luer en niet-geventileerde dop	20 cm	
	21-7310-24 ■	12/doos	Blaauwe CADD-medicatiecassettereservoir van 250 ml met flowstop, klem, vrouwelijke luer en niet-geventileerde dop	20 cm	
	21-7600-24 ■	12/doos	Gele CADD-medicatiecassettereservoir van 100 ml met NRFit vrouwelijke connector, flowstop, klem en niet-geventileerde afsluitdop	20 cm	21-7100-24 21-7300-24
	21-7609-24 ■	12/doos	Gele CADD-medicatiecassettereservoir 250 ml met NRFit vrouwelijke connector, flowstop, klem en niet-geventileerde afsluitdop	20 cm	21-7309-24
	21-7664-24	50/doos	CADD-vuladapter met mannelijke NRFit-connector en vrouwelijke luer		
	24-1009-64	50/doos	Dop met NRFit, vrouwelijk, geel		
	24-1004-64	50/doos	Dop met NRFit, mannelijk, zonder ventilatie, geel		



CADD-uitbreidingssets

Voor gebruik met CADD-reservoirs voor medicatiecassettes.

Ze zijn alle voorzien van ventielen die de hevelwerking tegengaan, om onbeperkte doorstroming van vloeistoffen te voorkomen.

■ Slangen met blauwe streep ■ Slangen met gele streep. Alle andere zijn doorzichtig.

	Referentienummer	Eenheden	Beschrijving	Slanglengte	Voorvulvolume	Vervangt
	21-7045-24 21-7060-24	50/doos 12/doos	CADD uitbreidingsset met mannelijke/mannelijke luer, integrale terugslagklep en klem	76 cm	1,1 ml	
	21-7046-24 21-7061-24	50/doos 12/doos	CADD uitbreidingsset met mannelijke/mannelijke luer, integrale terugslagklep en klem	114 cm	1,4 ml	
	21-7047-24 21-7062-24	50/doos 12/doos	CADD uitbreidingsset met mannelijke/mannelijke luer, integrale terugslagklep en klem	152 cm	1,7 ml	
	21-7092-24	12/doos	Verlengingsset voor de CADD-terugslagklep met mannelijke/mannelijke luer, integrale terugslagklep, y-verlenging met eenrichtingsklep met vrouwelijke luer en klem	173 cm met y-verlenging van 7,6 cm	2,9 ml	
	21-7115-24	12/doos	Verlengingsset voor de CADD-terugslagklep met mannelijke/mannelijke luer, 0,2 micron luchteliminerend filter, integrale terugslagklep met klem en y-verlenging met eenrichtingsklep met vrouwelijke luer	175 cm met y-verlenging van 7,6 cm	3,2 ml	
	21-7105-24 ■	12/doos	CADD geel gestreepte uitbreidingsset met mannelijke/mannelijke luer, integrale terugslagklep en klem	229 cm	2,3 ml	
	21-7044-24	25/doos	CADD-uitbreidingsset met mannelijke/mannelijke luer, 0,2 micron luchteliminerend filter en integrale terugslagklep met klem	140 cm	4 ml	21-7040-24
	21-7052-24	50/doos	CADD-microbore-uitbreidingsset met mannelijke luer, 0,2 micron luchteliminerend filter, klem en integrale terugslagklep met mannelijke luer	152 cm	1,1 ml	
	21-7106-24	50/doos	CADD-uitbreidingsset met mannelijke/mannelijke luer, 0,2 micron luchteliminerend filter, integrale terugslagklep en klem	152 cm	1,8 ml	
	21-7147-24 ■	12/doos	CADD geel gestreepte uitbreidingsset met mannelijke/mannelijke luer, 0,2 micron luchteliminerend filter en integrale terugslagklep met klem	254 cm	5 ml	21-7107-24
	21-7108-24 ■	50/doos	CADD geel gestreepte uitbreidingsset met mannelijke/mannelijke luer, 0,2 micron luchteliminerend filter en integrale terugslagklep met klem	229 cm	2,4 ml	
	21-7109-24 ■	50/doos	CADD blauw gestreepte uitbreidingsset met mannelijke/mannelijke luer, 0,2 micron luchteliminerend filter en integrale terugslagklep met klem	229 cm	2,4 ml	
	21-1200-24	12/doos	Bag spike-set met mannelijke luer-lock en klem	30 cm	0,5 ml	
	21-7605-24 ■	12/doos	CADD geel gestreepte uitbreidingsset met NRFit mannelijke/mannelijke connector, integrale terugslagklep en klem	229 cm	2,3 ml	21-7105-24
	21-7608-24 ■	50/doos	CADD geel gestreepte uitbreidingsset met NRFit mannelijke/mannelijke connector, 0,2 micron luchteliminerend filter en integrale terugslagklep met klem	229 cm	2,4 ml	21-7108-24

CADD ambulante infuuspompen en programmeringssoftware



CADD-Solis ambulante infuussystemen

Referentienummer	Beschrijving
21-2111-0402-XX* ■	CADD-Solis v4.2 PCA ambulante pomp, ondersteunt de module voor draadloze communicatie
21-2112-0402-XX* ■	CADD-Solis v4.2 ambulante pomp met geel toetsenbord, ondersteunt de module voor draadloze communicatie



Programmeringssoftware voor CADD-Solis ambulante infuuspompen

Referentienummer	Beschrijving
67-2470-040300-XX*	Elektronische software-update naar CADD-Solis v4.3.0-pompfirmware
21-2176-0100-25	Elektronische software, CADD-Solis-download (CSDL) utility, v1.0
21-2194-0403-25	PharmGuard™ Administrator v4.3-software voor medicatieveiligheid voor CADD-Solis- en CADD-Solis VIP-pompen
21-2138-0100-25	PharmGuard Administrator MSS-hulpmiddel voor het exporteren van protocolbibliotheek
21-2137-0101-25	CADD-Solis hulpprogramma voor netwerkconfiguratie voor Solis Wireless



CADD-Solis VIP ambulante infuuspomp

Referentienummer	Beschrijving
21-2120-0105-XX* ■	CADD-Solis VIP 2120 ambulante infuuspomp, PharmGuard ingeschakeld (blauw label)
21-2127-0105-XX* ■	CADD-Solis VIP 2120 ambulante infuuspomp, handmatige modus (standaardinstellingen) (zwart label)

*Kies uw taalversie: zie de laatste pagina.

CADD-pompaccessoires



Voedingsbronnen en communicatiemodule voor CADD-Solis-infuuspompen

De pomp wordt van stroom voorzien door 4 AA-batterijen, een AC-adapter met netsnoer, een oplaadbaar accupack of een module voor draadloze communicatie.

Referentienummer	Beschrijving
21-2160-XX*	Oplaadbare lithium-ionbatterijpack
21-2131-25	CADD-Solis draadloze communicatiemodule voor gebruik met CADD-Solis v4-pompen — Buiten de Verenigde Staten
21-0270-25	AC-adapter – Wandbevestiging voor gebruik met CADD-Solis-pompen



Kabel voor doseren op afstand

Referentienummer	Beschrijving
21-2186-25	Kabel voor doseren op afstand (CADD-Solis-pomp)



CADD-Solis-pompvergrendelbox met volledige toegang tot het toetsenbord

Referentienummer	Beschrijving
21-2188-25	Grote LockBox met CADD-sleutelvergrendeling — transparant compatibel met CADD-Solis-pomp en standaard IV-zakken tot 500 ml
21-2189-25	Grote LockBox met CADD-sleutelvergrendeling — geel compatibel met CADD-Solis-pomp en standaard IV-zakken tot 500 ml

*Kies uw taalversie: zie de laatste pagina.



Accessoires voor paalbevestiging

Referentienummer	Beschrijving
21-6120-24	Vergrendelbare beugelbevestiging ontworpen voor rechtstreekse bevestiging aan de achterkant van een pomp of Lockbox
21-6118-24	Beugelbevestiging (niet-vergrendelbaar)
21-2135-25	Steunadapter voor gebruik met CADD-Solis-pomp en beugelbevestiging of vergrendelbare beugelbevestiging. Niet te gebruiken wanneer de communicatiemodule is aangesloten op de pomp



Zakjes

Voor gebruik met alle CADD-pompen

Herbruikbare zakjes

Referentienummer	Beschrijving
21-2169-24	Rugzak (inhoud 3 liter) (A)
21-2166-24	Rugzak (inhoud 1 liter) (B)
21-2168-25	Zakje voor pomp van 250 ml/500 ml met heupriem en schouderband (C)
21-2165-64	Zakje voor pomp van 50 ml/100 ml (D)
21-2167-25	Zakje voor pomp van 250 ml/500 ml met heupriem (E)

Zakjes voor eenmalig gebruik

Referentienummer	Beschrijving
21-2170-64	Zakje voor pomp van 50 ml/100 ml (F)
21-2171-25	Zakje voor pomp van 250 ml/500 ml (G)



Vervangingsonderdelen

Referentienummer	Beschrijving
21-2185-51	CADD-pompsleutel voor gebruik met alle CADD-pompen
21-2100-25	Kabelgreep voor doseren op afstand, servicekit
21-2184-51	CADD-Solis-batterijklepje
67-2130-51	Servicekit voor oplaadbare batterijen, CADD-Solis draadloze communicatiemodule
67-2474-51	Vervangende beugelhouder, CADD-Solis draadloze communicatiemodule
21-2104-25	Servicekit, isolator, pogo-pen, CADD-Solis 20/ea (voor 5 pompen)
21-6188-51	Reparatiekit, CADD-lockbox, slotvervanging
21-2103-25	Servicekit, CADD-lockbox, verlengstuk slotpen (voor 25/ea-lockbox)

Taalversie

Vervang bij de items met een sterretje (*) op de vorige pagina's de 'XX' door de tweecijferige taalcode.

Taal	Code	CADD-Solis v4.2	CADD-Solis VIP	Firmware CADD-Solis-pompen	Accupack
Frans	-02	x	x	x	x
Duits	-03	x	x	x	x
Nederlands	-06	x	x	x	x
Italiaans	-07	x	x	x	x
Spaans	-08	x	x	x	x
Japans	-09	x		x	x
Deens	-12	x	x	x	x
Noors	-13		x		x
Zweeds	-14	x	x	x	x
Fins	-15		x		x
Portugees	-17	x	x	x	x
Engels	-50		x		
	-51	x			x

Het product voldoet aan de huidige wetgeving en beschikt over de desbetreffende CE-keurmerken (2797).
Raadpleeg de gebruikershandleiding van de fabrikant voor meer informatie, waarschuwingen en/of veiligheidsmaatregelen.

icumedical
human connections